



maquira®

Dental Group

B M Q

Hemospon®

maquira®

Catalog | Catalogo 2019

NEW NUEVO DESIGN

PACKAGING | EMBALAJE



TRANSPORT SAVINGS

Propitiates smaller packaging space resulting in smaller quantity of volumes.



EXHIBITION EASINESS

Better placement in gondolas and shelves.



ECO-FRIENDLY PACKAGE

EMBALAJE ECOLÓGICAMENTE CORRECTO



GREATER SAFETY

Inviolable

SEGURIDAD MAYOR
Inviolable



TRANSPARENCY | TRANSPARENCIA

BM4 is directly connected to ethical principles of total information related to dental products category. Being always available to our suppliers and clients, to clarify every detail and technical and legal standards.

BM4 está directamente asociada a los principios éticos de la total información relacionada a la categoría de productos odontológicos. Estando siempre a disposición de nuestros proveedores y clientes para aclaraciones de todos los detalles y normas técnicas y legales.

PROFESSIONALISM | PROFESIONALISMO

is quality formed by expertise, responsibility and ethics. Quality products delivery and excellent cost-benefit, lowers barriers, and builds relationships.

Es una calidad formada por la competencia, responsabilidad y ética. La entrega de los productos con calidad y costo beneficio excelente disminuye barreras y construye relaciones.

SCIENCE | CIENCIA

Expertise by means of researches and know how, are part of BM4 knowledge. Innovative spirit, which reflects on developing new technologies in aesthetics and restoration fields, developing the best materials.

El saber a través de investigaciones y know how forma parte del conocimiento de BM4. El espíritu innovador tiene reflejos en el desarrollo de nuevas tecnologías en las áreas de estética y restauración, desarrollando los mejores materiales.

NEW PRODUCTS

LANZAMIENTOS



maquira®
Dental Group



09 **Power Bleaching Office 37%**
Gel clareador de consultório à base de peróxido de carbamida



10 **Power Bleaching 10%, 16%, e 22%**
Gel clareador de consultório à base de peróxido de carbamida



12 **Power Bleaching 10%, 16%, e 22% aromas**
Gel clareador caseiro à base de peróxido de carbamida com aromas de Hortelã, Açaí ou Laranja



14 **Power Plac**
Placa de EVA para confecção de moldeiras



16 **Zirconfill**
Resina Composta Nanoparticulada à base de Zircônia



19 **Natures Veneer + Natures Try-in**
Cimento resinoso fotopolimerizável e material de prova de cor para cimentação



21 **Ortho Natures Color Change**
Adesivo ortodôntico para fixação de bráquetes



23 **Power Bond 2.1**
Adesivo odontológico para esmalte e dentina



25 **Power Post**
Pino de fibra de vidro



26 **Painless 1,5% e 5%**
Gel dessensibilizante



27 **Power Block**
Gel hidrossolúvel bloqueador de oxigênio



28 **Power Etching 37%**
Agente condicionante ácido para esmalte e dentina




29 **Power C-etching 5%**
Agente condicionante ácido para cerâmica



30 **Power C-etching 10%**
Agente condicionante ácido para cerâmica



31 **Cristais**





Best
Materials
4 you



Power
Bleaching
Office

37%



**HIGH DENTAL AESTHETIC
WITHOUT TROUBLE**

Alta estética
dental sin molestias



Zero sensitivity,
treatment without pain.
Sensibilidad cero,
tratamiento sin dolor.



Only office bleaching gel based on
carbamide peroxide.
Único blanqueador de consultorio
a base de peróxido de carboamida.



High stability, can be used throughout
the expiration date even after opening.
Alta estabilidad, puede ser utilizado
durante todo el plazo de validez mismo después
de abierto.



Great viscosity, doesn't drain
from the applied place.
Buena viscosidad,
no escurre del local aplicado.

EN: The whitening that has earned the trust dentists

Power bleaching Office is a whitening gel that is based on 37% carbamide peroxide and it is only to be used in dental clinics. It is indicated to be used for the whitening of vital teeth that are naturally dark or yellow or which have been darkened due to: coloring, age, a teeth related incident or that have been stained due to fluorosis. It is recommended for non-vital teeth in association with internal dental whitening.

Why can you rely on Power Bleaching Office 37% ?

Tested and clinically approved;
Ready for use, does not need to be activated;
Quick-use protocol, only 45 minutes per session without gel exchange;
Contains potassium oxalate the most effective desensitizing agent on the market, its effectiveness scientifically proved;
Neutral pH, even during treatment;
Contains fluoride, preventing enamel demineralization;
Benzene-free thickener;
Differential syringe, which prevents the loss of oxygen with the external medium;
Safe technology, can be used without gingival barrier. *

*Provided the professional does not let the product come into contact with the soft tissues.

ES: El blanqueador que conquistó la confianza de los dentistas.

Power bleaching Office es un gel blanqueador a base de peróxido de carboamida a 37% para uso exclusivo en consultorio, indicado para blanqueamiento de dientes vitales naturalmente oscuros y amarillentos, oscurecidos por colorantes, edad, trauma y manchados por fluorosis. También es adecuado para los dientes no vitales, en asociación con el blanqueamiento dental interno.

¿Por qué pode confiar en el Power Bleaching Office 37%?

Probado y aprobado clínicamente;
Listo para uso, no necesita ser activado;
Protocolo de uso rápido, apenas 45 minutos por sesión sin cambio del gel;
Contiene oxalato de potasio el agente desensibilizante con mayor eficacia del mercado, teniendo su eficacia científicamente comprobada;
pH neutro, incluso durante el tratamiento;
Contiene flúor, previniendo la desmineralización del esmalte;
Espesante libre de benceno;
Jeringa diferenciada, que previene la pérdida de oxígeno con el medio externo;
Tecnología segura, puede ser utilizado sin barrera gingival. *

*Desde que el profesional no deje que el producto entre en contacto con los tejidos blandos.



Initial aspect / Aspecto inicial



Final appearance / Aspecto final

CÓD.

Bar code
Cód. de barras

Product / Producto

Ud.

0140010027

7898570922296

POWER BLEACHING 37% - 1 Syringe with 3g / 1 Jeringa con 3g

1/10

0140010028

7898570922302

POWER BLEACHING 37% - 3 Syringes with 3g / 3 Jeringas con 3g

1/5



Home

Power Bleaching

Whitening gel based on carbamide peroxide
Gel blanqueador a base de peróxido de carbamida



EN: Power and efficiency in whitening teeth in a safe way and with zero sensitivity

Power bleaching is a home-use carbamide peroxide whitening gel supervised by a dentist. Indicated for whitening of vital and non-vital teeth. Available in concentrations 10%, 16% and 22%.

Why is this Bleaching Powerful?

Promotes safe and non-sensitive bleaching; Quick-use protocol, from 15 minutes to 2 hours daily; Exclusive formula, with potassium oxalate as desensitizing agent; Neutral pH, which does not change during treatment; Contains fluoride, preventing tooth demineralization; Excellent viscosity (does not drain from the applied place); Use of benzene-free thickener; Gel with high stability; Syringe with special design and special sealing, preventing the loss of oxygen.

ES: Poder y eficiencia de blanqueamiento con seguridad y sensibilidad cero

El power bleaching es un gel blanqueador a base de peróxido de carbamida para uso casero supervisado por un dentista. Indicado para blanqueamiento de dientes vitales y no vitales. Disponible en las concentraciones 10%, 16% y 22%.

¿Por qué este bleaching es power?

Promueve el blanqueamiento seguro y sin sensibilidad; Protocolo de uso rápido, de 15 minutos a 2 horas diarias; Exclusiva fórmula con oxalato de potasio como agente desensibilizante; pH neutro, que no se altera durante el tratamiento; Contiene flúor, previniendo la desmineralización del diente; Excelente viscosidad (no escurre del lugar aplicado); Uso de espesante libre de benceno; Gel con alta estabilidad; Jeringa con diseño diferenciado y sellado especial, previniendo la pérdida de oxígeno.



Initial aspect / Aspecto inicial



Final aspect / Aspecto final



Power Bleaching

EN:

CANTOOTH BLEACHING CAUSE SENSITIZATION?

Not with Power bleaching. Power bleaching is the only tooth bleaching system that has a high-tech formulation with the inclusion of potassium oxalate, the only biologic desensitizing agent with scientifically proved action.

WHAT CAUSES TOOTH DARKENING?

External and internal factors can cause the darkening of the tooth. Among the external factors, the consumption of food rich in dyes (coffee, teas, sauces, etc ...) are the main cause. Internal factors are related to changes in physiology, such as changes in tooth structure and the use of drugs in particular.

HOW DOES THE BLEACHING WORK?

The carbamide peroxide, when applied, reacts by releasing hydrogen peroxide, which in turn reacts and releases O₂ that penetrates the tooth and attacks the pigments that are darkened, breaking them into smaller molecules, thus providing lighter teeth. The power bleaching can be used from 15 minutes to up to 2 hours daily according to the availability and sensitivity of the patient.

CAN ANYONE MAKE A TOOTH BLEACHING?

Although there are no scientific restrictions, tooth bleaching treatment is indicated for individuals over 15 years old, non-pregnant and non-lactating, the evaluation of a professional dentist is essential for the protocol determination of use and identification of contraindications.

ES:

¿EL BLANQUEO DENTAL PUEDE CAUSAR SENSIBILIDAD?

Con el power bleaching no. El power bleaching es el único sistema de blanqueo dental que posee formulación de alta tecnología con la inclusión del oxalato de potasio, único agente desensibilizante biológico y con acción científicamente comprobada.

¿QUÉ CAUSA EL OSCURECIMIENTO DE LOS DIENTES?

Los factores externos e internos pueden hacer que los dientes queden oscurecidos. Entre los factores externos el consumo de alimentos ricos en colorantes (café, té, salsas, etc...) son las principales causas. Los factores internos están vinculados a la alteración de la fisiología, como cambios en la estructura dental y el uso de algunos medicamentos en específico.

¿CÓMO FUNCIONA EL BLANQUEO?

El peróxido de carbamida al ser aplicado entra en reacción liberando peróxido de hidrógeno, que a su vez reacciona y libera O₂ que penetra en el diente y ataca los pigmentos que están oscurecidos, rompiendo en moléculas menores, proporcionando de esa forma, dientes más claros. El power bleaching puede ser utilizado de 15 minutos a hasta 2 horas diarias de acuerdo con la disponibilidad y sensibilidad del paciente.

¿CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR UN BLANQUEO DENTAL?

A pesar de no haber restricciones científicas, el tratamiento de blanqueo dental es indicado para individuos mayores de 15 años de edad, no gestantes y no lactantes, la evaluación de un profesional dentista es indispensable para la determinación del protocolo de uso e identificación de contraindicaciones.

Cod.	Bar code / Cód. de barras	Product / Producto	UD
0140010001	7898570920193	POWER BLEACHING 10% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3	1
0140010005	7898570920254	POWER BLEACHING 16% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3	1
0140010031	7898570926379	POWER BLEACHING 22% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3	1
0140010002	7898570920551	POWER BLEACHING 10% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010006	7898570920285	POWER BLEACHING 16% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010029	7898570926355	POWER BLEACHING 22% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010003	7898570920551	POWER BLEACHING 10% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010007	7898570920285	POWER BLEACHING 16% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010030	7898570926355	POWER BLEACHING 22% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010004	7898570920681	POWER BLEACHING 10% - Bulk with 50 syringes / Bulk con 50 jeringas	1
0140010008	7898570920261	POWER BLEACHING 16% - Bulk with 50 syringes / Bulk con 50 jeringas	1
0140010041	7898570926492	POWER BLEACHING 22% - Bulk with 50 syringes / Bulk con 50 jeringas	1





Power Bleaching

Whitening gel based on carbamide peroxide
Gel blanqueador a base de peróxido de carbamida



EN: Power and efficiency in whitening teeth in a safe way and with zero sensitivity

Power bleaching is a home-use carbamide peroxide whitening gel supervised by a dentist. Indicated for whitening of vital and non-vital teeth. Available in concentrations 10%, 16% and 22%.

Why is this Bleaching Power?

Promotes safe and non-sensitive bleaching;
Quick-use protocol, from 15 minutes to 2 hours daily;
Exclusive formula with potassium oxalate as desensitizing agent;
Neutral pH, which does not change during treatment;
Contains fluoride, preventing tooth demineralization;
Excellent viscosity (does not drain from the applied place);
Use of benzene-free thickener;
Gel with high stability;
Syringe with special design and special sealing, preventing the loss of oxygen.

ES: Poder y eficiencia de blanqueamiento con seguridad y sensibilidad cero

El power bleaching es un gel blanqueador a base de peróxido de carbamida para uso casero supervisado por un dentista. Indicado para blanqueamiento de dientes vitales y no vitales. Disponible en las concentraciones 10%, 16% y 22%.

¿Por qué este bleaching es power?


Promueve el blanqueamiento seguro y sin sensibilidad;
Protocolo de uso rápido, de 15 minutos a 2 horas diarias;
Exclusiva fórmula con oxalato de potasio como agente desensibilizante;
pH neutro, que no se altera durante el tratamiento;
Contiene flúor, previniendo la desmineralización del diente;
Excelente viscosidad (no escurre del lugar aplicado);
Uso de espesante libre de benceno;
Gel con alta estabilidad;
Jeringa con diseño diferenciado y sellado especial, previniendo la pérdida de oxígeno.



Aspecto inicial



Aspecto final



EXCLUSIVE LINE WITH AROMAS

Orange - Mint - Açaí

EXCLUSIVA LÍNEA CON AROMAS

Naranja - Menta - Açaí

DID YOU KNOW? ¿USTED SABIA?

power bleaching Aromas

EN: The inclusion of sent in power bleaching came from the concern to transform the treatment into a more pleasurable experience for the patient. It does not cause acidity of the gel.

ES: La inclusión de aromas en el power bleaching vino de la preocupación en transformar el tratamiento en una experiencia más placentera para el paciente. La inclusión de aromas no causa acidez del gel.



Initial aspect / Aspecto inicial



Final aspect / Aspecto final

Cod.	Bar code / Cód. de barras	Product / Producto	UD
0140010009	7898570923613	POWER BLEACHING AÇAÍ 10% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140010012	7898570923620	POWER BLEACHING AÇAÍ 16% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140010034	7898570926461	POWER BLEACHING AÇAÍ 22% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140010015	7898570923637	POWER BLEACHING MINT - MENTAL 10% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140010018	7898570923644	POWER BLEACHING MINT - MENTAL 16% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140010037	7898570926409	POWER BLEACHING MINT - MENTAL 22% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140010021	7898570923552	POWER BLEACHING ORANGE - NARANJA 10% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140010024	7898570923569	POWER BLEACHING ORANGE - NARANJA 16% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140010040	7898570926430	POWER BLEACHING ORANGE - NARANJA 22% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140010010	7898570924061	POWER BLEACHING AÇAÍ 10% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010013	7898570924078	POWER BLEACHING AÇAÍ 16% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010032	7898570926447	POWER BLEACHING AÇAÍ 22% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010016	7898570924085	POWER BLEACHING MINT - MENTAL 10% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010019	7898570924092	POWER BLEACHING MINT - MENTAL 16% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010035	7898570926385	POWER BLEACHING MINT - MENTAL 22% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010022	7898570924108	POWER BLEACHING ORANGE - NARANJA 10% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010025	7898570924115	POWER BLEACHING ORANGE - NARANJA 16% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010038	7898570926416	POWER BLEACHING ORANGE - NARANJA 22% - 5 syringes with 3g / 5 jeringas con 3g	1
0140010011	7898570924894	POWER BLEACHING AÇAÍ 10% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010014	7898570924924	POWER BLEACHING AÇAÍ 16% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010033	7898570926454	POWER BLEACHING AÇAÍ 22% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010017	7898570924900	POWER BLEACHING MINT - MENTAL 10% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010020	7898570924931	POWER BLEACHING MINT - MENTAL 16% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010036	7898570926393	POWER BLEACHING MINT - MENTAL 22% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010023	7898570924917	POWER BLEACHING ORANGE - NARANJA 10% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010026	7898570924948	POWER BLEACHING ORANGE - NARANJA 16% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1
0140010039	7898570926423	POWER BLEACHING ORANGE - NARANJA 22% - 5 syringes with 3g + 2 syringes / 5 jeringas con 3g + 2 jeringas	1



POWER Plac

Placa de EVA



EN: The best solution for bleaching plates and mouth guards

The best solution in plates. The power plac is a plate based on ethylene vinyl acetate copolymer (100% EVA), suitable for the preparation of dental bleaching trays and mouth guards. Available in square and round shapes with 1mm thickness.

- Flexibility, with elastic memory system;
- Biocompatible, does not cause gum irritation during use.

ES: La mejor solución en placas para blanqueamiento y protectores bucales

La mejor solución en placas. El power plac es una placa a base de copolímero de etileno y acetato de vinilo (100% EVA), indicado para la confección de moldes para blanqueamiento dental y protectores bucales. Disponibles en los formatos cuadrado y redondo con 1mm de espesor.

- Flexibilidad, con sistema de memoria elástica;
- Biocompatible, no causa irritación de las encías durante el uso.

Cod.	Bar code / Cód. barras	Product / Producto	UD
0140020001	7898570924856	POWER PLAC 1mm square - Box with 5un / 1mm cuadrada - Caja 5un	1
0140020002	7898570924825	POWER PLAC 1mm round - Box with 5un / 1mm redonda - Caja 5un	1
0140020003	7898570921510	POWER PLAC 1mm square - Box with 10un / 1mm cuadrada - Caja 10un	1
0140020004	7898570924849	POWER PLAC 1mm redonda - Box with 10un / 1mm redonda - Caja 10un	1

zirconfill





Resins / Resinas

zirconfill



Out of all the brands I have already used, Zirconfill is the best one

De todas las marcas que ya utilicé, Zirconfill es la mejor

Dra. Isabela Pinheiro CRO 1832 / RN

Zirconfill resin, besides its excellent resistance and quality of adhesion, has thixotropy performance, so that the more pressed and/or handled the softer the resin will be, without sticking to the spatula, ensuring greater reliability and capability of reproducing and retaining the smallest details of a sculpture in restoration.

The addition of diatomite, a mineral with nanometer porous structure, provides Zirconfill with higher capability of interaction with monomers. Unlike compact load as silica, barium glass, strontium glass, diatomite particles are able to absorb monomers between its pores, improving the degree of conversion and brightness, wear resistance and flexural strength besides reducing polymerization concentration stress. Zirconfill is a pressed resin for professionals who demand excellent quality work and high aesthetics.

ANVISA Registration: 80015520042

La resina Zirconfil II, además de su excelente resistencia y calidad de adhesión, posee un comportamiento de tixotropía, siendo que cuanto más es presionada y/o trabajada, más suave queda la resina, sin adherir a la espátula, garantizando más confiabilidad y capacidad de reproducir y retener los menores detalles de una escultura en la restauración.

La adición de la diatomina, un mineral de estructura porosa nanométrica, le proporciona a Zirconfil II una capacidad superior de interacción con los monómeros. Distinto de la carga compacta como sílice, vidrio de bario o vidrio de estroncio, las partículas de la diatomida son capaces de absorber los monómeros entre sus poros, mejorando el grado de conversión y brillo, la resistencia al desgaste y la resistencia flexural, además de reducir la tensión de concentración de polimerización. Zirconfil II es una resina pensada para profesionales que exigen un trabajo de excelente calidad y alta estética.

Registro ANVISA: 80015520042.



- Mixed zirconia and silica oxide-based resin;
- It contains diatomite;
- Simplified colors system;
- Excellent mechanical and aesthetics properties;
- Proprietary technology.

- Resina a base de óxido mixto de zirconio y sílice;
- Contiene diatomita;
- Sistema de colores simplificado;
- Excelentes propiedades mecánicas y estética;
- Tecnología patentada.

Addition of zirconia and silica mixed oxide, provides Zirconfill with thixotropic feature, making it an excellent workability resin.

La adición del óxido mixto de zirconio y sílice le proporciona a Zirconfill una característica tixotrópica, haciendo con que sea una resina con excelente trabajabilidad.

CÓD.	NCM	CÓD. DE BARRAS	DESCRÍCÃO	UD	I.PI
0101047001	30064012	7898570920407	ZIRCONFILL DA1 4G	1	0
0101047002	30064012	7898570920414	ZIRCONFILL DA2 4G	1	0
0101047003	30064012	7898570920421	ZIRCONFILL DA3,5 4G	1	0
0101047004	30064012	7898570920438	ZIRCONFILL DA3 4G	1	0
0101047005	30064012	7898570920445	ZIRCONFILL DA4 4G	1	0
0101047006	30064012	7898570920452	ZIRCONFILL DB1 4G	1	0
0101047007	30064012	7898570920469	ZIRCONFILL DB2 4G	1	0
0101047008	30064012	7898570920476	ZIRCONFILL DB3 4G	1	0
0101047009	30064012	7898570920483	ZIRCONFILL DC2 4G	1	0
0101047010	30064012	7898570920490	ZIRCONFILL DC3 4G	1	0
0101047011	30064012	7898570920506	ZIRCONFILL D-BLEACH 4G	1	0
0101047012	30064012	7898570920513	ZIRCONFILL EA1 4G	1	0
0101047013	30064012	7898570920520	ZIRCONFILL EA2 4G	1	0
0101047014	30064012	7898570920537	ZIRCONFILL EA3 4G	1	0
0101047015	30064012	7898570920544	ZIRCONFILL EA3,5 4G	1	0
0101047016	30064012	7898570920568	ZIRCONFILL EA4 4G	1	0
0101047017	30064012	7898570920575	ZIRCONFILL EB1 4G	1	0
0101047018	30064012	7898570920582	ZIRCONFILL EB2 4G	1	0
0101047019	30064012	7898570920599	ZIRCONFILL EB3 4G	1	0
0101047020	30064012	7898570920605	ZIRCONFILL EC2 4G	1	0
0101047021	30064012	7898570920612	ZIRCONFILL EC3 4G	1	0
0101047022	30064012	7898570920629	ZIRCONFILL E BLEACH H 4G	1	0
0101047023	30064012	7898570920636	ZIRCONFILL E BLEACH L 4G	1	0
0101047024	30064012	7898570920643	ZIRCONFILL E BLEACH M 4G	1	0
0101047025	30064012	7898570920650	ZIRCONFILL OA2 4G	1	0
0101047026	30064012	7898570920667	ZIRCONFILL OA3 4G	1	0
0101047027	30064012	7898570920674	ZIRCONFILL T BLUE 4G	1	0
0101047028	30064012	7898570920681	ZIRCONFILL T GRAY 4G	1	0
0101047029	30064012	7898570920698	ZIRCONFILL T NEUTRAL 4G	1	0
0101047030	30064012	7898570920704	ZIRCONFILL T ORANGE 4G	1	0
0101047031	30064012	7898570920711	ZIRCONFILL T YELLOW 4G	1	0



NATURES

VENEER + TRY-IN



YOUR GREATEST ALLY
FOR A PERFECT
CEMENTATION
Su mayor aliado para
una cementación perfecta



BPA free

Radiopaque
RadiopacoExcellent consistency
Excelente consistenciaNanoparticulate
Nanoparticulato

EN: The evolution of aesthetic cementation

Natures Veneer is a light-cured resin cement suitable for permanent cementation of indirect veneers and metal-free dental contact lenses, with a maximum thickness of 1.5 mm. The cement is presented in a single syringe, and should be used according to the adhesive cementation technique (acid + adhesive conditioning).

Natures Try-in is a proof / color selection paste that mimics the colors of the Natures Veneer photopolymerized resin cement. The cement and the selection paste Natures Veneer are available in 5 colors to better attend the demand of variable clinic cases.

Why choose Natures Veneer?

- Photopolymerizable: control of working time;
- Color stability;
- Simplified and versatile color system: available in 5 colors;
- Excellent mechanical properties;
- Excellent viscosity: provides adequate flow and stability of the piece in position during the cementation;
- Practicality.

Why choose Natures Try-in?

- Water solubility: easy removal after washing with water;
- Variety of colors: it has the colors of the Natures Veneer cement light cured, offering a similar result to the final cementing;
- Adequate viscosity: provides the correct positioning of indirect restoration at the time of color selection.

ES: La evolución de la cementación estética

Natures Veneer es un cemento resinoso fotopolimerizable indicado para cemento definitivo de facetas indirectas y lentes de contacto dentales libres de metal, con espesores máximos de 1,5 mm. El cemento se presenta en una jeringa única, y se debe utilizar de acuerdo con la técnica de cementación adhesiva (condicionamiento ácido + adhesivo).

Natures Try-in es una pasta de prueba/selección de color que mimetiza los colores del cemento resinoso Natures Veneer fotopolimerizado. El cemento y la pasta de prueba Natures Veneer están disponibles en 5 colores para satisfacer mejor la demanda de los variados casos clínicos.

¿Por qué escoger Natures Veneer?

- Fotopolimerizable: control del tiempo de trabajo;
- Estabilidad de color;
- Sistema de colores simplificado y versátil: disponible en 5 colores;
- Excelentes propiedades mecánicas;
- Excelente viscosidad: proporciona escurrimiento adecuado y estabilidad de la pieza en posición durante la cementación
- Practicidad.

¿Por qué escoger Natures Try-in?

- Hidrosolubilidad: fácil eliminación después lavado con agua;
- Variedad de colores: posee los colores del cemento Natures Veneer fotopolimerizado, ofreciendo un resultado similar al de la cementación final;
- Viscosidad adecuada: proporciona el correcto posicionamiento de la restauración indirecta en el momento de la selección de color.

Cod.	Bar code / Cód. de barras	Product / Producto	UD
0140060006	7898570927499	NATURES VENEER LIGHT + - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060005	7898570927468	NATURES VENEER LIGHT - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060004	7898570927475	NATURES VENEER CLEAR - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060002	7898570927451	NATURES VENEER YELLOW - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060003	7898570927482	NATURES VENEER YELLOW + - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060012	7898570927543	NATURES TRY-IN LIGHT + - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060011	7898570927512	NATURES TRY-IN LIGHT - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060010	7898570927505	NATURES TRY-IN CLEAR - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060008	7898570927529	NATURES TRY-IN YELLOW - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060009	7898570927536	NATURES TRY-IN YELLOW + - Packing with 1 syringe / Envase con 1 jeringa	1
0140060007	7898570927574	NATURES VENEER + TRY-IN KIT - Packing with 6 syringes / Envase con 6 jeringas	1



Orthodontic adhesive for fixing brackets
Adhesivo de ortodoncia para fijación de brackets

ORTHO NATURES

Color Change

Nº1

IN TECHNOLOGY
EN TECNOLOGÍA



The only one with
double traceability

Único con doble
trazabilidad



BPA free



Ideal for aesthetic bracket
Ideal para brackets estético



Color change, red to colorless
Cambio de color, rojo para incoloro



Fluorescent tracer
Rastreador fluorescente

EN: Traceability throughout the treatment

Ortho Natures Color Change is an orthodontic adhesive suitable for attaching metal, polycarbonate or ceramic brackets to the surface of a dental enamel. It is a light-curing adhesive, free of BPA, monocomponent (dismissing the use of adhesive to its application), that changes the color after the polymerization, and that has a fluorescent tracer. Ortho Natures Color Change is red before light curing, making it easier to remove excesses during gluing of brackets. After cured, the adhesive becomes transparent, highly aesthetic. Ortho Nature already contains adhesive in its formulation, requiring only the acid conditioning of the enamel surface prior to its application. Its viscosity is adjusted to allow easy positioning of the bracket to the tooth, as well as the cleaning of the surface (removal of excesses).

ES: Trazabilidad del inicio al final del tratamiento

Ortho Natures Color Change es un adhesivo de ortodoncia indicado para la fijación de brackets de metal, policarbonato o cerámica a la superficie de esmalte dental. Es un adhesivo fotopolimerizable, libre de BPA, monocomponente (dispensando el uso de adhesivo para su aplicación), que cambia de color después de la polimerización, y que posee rastreador fluorescente. Ortho Natures Color Change se presenta roja antes de la fotopolimerización, facilitando el proceso de remoción de excesos durante el pegado de los brackets. Después de polimerizado, el adhesivo se vuelve transparente, altamente estético. Ortho Natures ya contiene adhesivo en su formulación, requiriendo sólo el acondicionamiento ácido de la superficie de esmalte previamente a su aplicación. Su viscosidad es ajustada para permitir un fácil posicionamiento del bracket al diente, así como la limpieza de la superficie (eliminación de excesos).



EN. Clean the dental surface and perform the conditioning with power etching (37% phosphoric acid) for 15s.
ES. Limpiar la superficie dental y realizar el acondicionamiento con power etching (ácido fosfórico 37%) por 15s.




EN. Apply Ortho Natures Color Change to the base of the bracket.
ES. Aplicar Ortho Natures Color Change en la base del bracket.



EN. Place the bracket on the tooth and remove excess adhesive. Ortho Natures red color helps this process.
ES. Posicionar el bracket en el diente y quitar los excesos de adhesivo. El color rojo de Ortho Natures ayuda este proceso.



EN. Fotoactive by 20s on the margins of the bracket.
ES. Fotoactive por 20s los márgenes del bracket.



EN. After light curing the product becomes transparent
ES. Despues de la fotopolimerización el producto queda transparente.



EN. Ortho Natures Color Change also contains a fluorescent tracer, allowing the selective removal of the adhesive at the end of the treatment.
ES. Ortho Natures Color Change también contiene rastreador fluorescente, permitiendo la remoción selectiva del adhesivo al final del tratamiento.

Cod.

Bar code / Cód. de barras

0140060001

7898570927031

Product / Producto

UD

ORTHO NATURES COLOR CHANGE - Packing with 1 syringe / Paquete con 1 jeringa

1



Power Bond 2.1

Dental adhesive for enamel and dentin
Adhesivo odontológico para esmalte y dentina



**BE SURPRISED BY
THE HIGH RESISTANCE**
**Sorprendese con la
alta resistencia**

2x1

Incorporate Primer and Adhesive in same bottle.
Incorpora Primer y Adhesivo en el mismo frasco



High adhesive strength
Alta resistencia adhesiva

EN: The accurate adhesive resistance allied with practicality

Power Bond 2.1 is a conventional two-way light cure adhesive system (combines primer and adhesive in a single vial) for enamel and dentin. It acts by promoting the union between dental structure and restorative materials.

ES: La resistencia adhesiva precisa aliada a la practicidad


Power Bond 2.1 es un sistema adhesivo convencional fotopolimerizable de dos pasos (combina primer y adhesivo en un solo frasco) para esmalte y dentina. Actúa promoviendo la unión entre la estructura dental y los materiales restauradores.

Why is this bond powerful?

- High adhesive strength.
- Effective light curing.
- Contains silica nanoparticles.
- Ethanol based Solvent.
- Light cure for 20 sec.

¿Por qué este bond es power?

- Elevada resistencia adhesiva.
- Polimerización eficaz.
- Contiene nanopartículas de sílica.
- Solvente a base de Etanol.
- Fotopolimerizable por 20 s.



Graph 1. Bond shear bond strength (Mean ± SD). Source: quality control, BM4, 2017

Gráfico 1. Resistencia adhesiva al cizallamiento de Power Bond (Media ± DP). Fuente: Control de calidad, BM4, 2017

Cod.

Bar code / Cód. de barras

Product / Producto

UD

0140060013

7898570927390

POWER BOND 2.1 - Bottle with 6 mL / Frasco con 6 mL

1



Fiberglass pin | Perno de fibra de vidrio

POWER Post



**AESTHETICS ALLIED
TO HIGH RESISTANCE**
Estética aliada
a alta resistencia



EN: Your biggest ally in restorations

The power post is a double-tapered intraradicular reinforcement pin in a fiberglass composite and epoxy resin, of high mechanical resistance, aesthetic, translucent and radiopaque. Indicated for support and anchoring of restorations (direct and indirect), filling nuclei (in the case of indirect restorations) and prosthetic crowns of anterior and posterior teeth; Packing with: 5 pins.



EN: Tooth with endodontic compromise. Instrumentation and canal obturation.

ES: Diente con compromiso endodóntico. Instrumentación y obturación del canal.




EN: Disruption of the canal leaving 3 to 5 mm of obturation at the root apex. Prepare the root canal with proper drills to fit the shape of the pin.

ES: Desbloqueo del canal dejando de 3 a 5 mm de obturación en el ápice radicular. Prepare el conducto radicular con brocas adecuadas hasta adaptarlas al formato del perno.

ES: Su mayor aliado en las restauraciones

El power post es un perno de refuerzo intrarradicular con doble conicidad en composite de fibra de vidrio y resina epoxi, de alta resistencia mecánica, estética, translúcida y radiopaca. Indicado para apoyo y anclaje de restauraciones (directas e indirectas), núcleos de relleno (en el caso de restauraciones indirectas) y coronas protéticas, de dientes anteriores y posteriores; Embalaje con: 5 pernos.




EN: If necessary, trim the coronal excess of the pin and bring it back into position to check the fit.

ES: Si es necesario, recorte el excedente coronal del perno y vuelva a colocar en posición para verificar el ajuste.




EN: Clean the pin with alcohol and wipe dry. Apply a layer of silane on the surface of the entire pin and let it dry for a minute.

ES: Limpie el perno con alcohol y seque. Aplique una capa de Silano sobre la superficie de todo el perno y dejar secar por un minuto.




EN: Condition the root canal with 37% phosphoric acid gel (Power etching) for 15 seconds. Wash and dry thoroughly, removing any excess water with absorbent paper cones.

ES: Condicione el conducto radicular con gel de ácido fosfórico 37% (Power etching) durante 15 segundos. Lave y seque bien, removiendo todo el exceso de agua con conos de papel absorbente.




EN: With a suitable instrument, insert the resin cement into the root canal.

ES: Con un instrumento adecuado, inserte el cemento resinoso en el conducto radicular.



EN: Insert the pin into the channel and cure the cement (according to manufacturer's specification) through the pin.

ES: Haga la inserción del perno en el canal y proceda a la fotopolimerización del cemento (de acuerdo con la especificación del fabricante).



EN: Construction of the core and completion of the restoration.


ES: Construcción del núcleo de relleno (core) y finalización de la restauración.

Cód.	Bar code / Cód. de barras	Product / Producto	UD
0140060014	7898570927406	POWER POST 0,5 - Packing with 5 pins / Embalaje con 5 pernos	1
0140060015	7898570927413	POWER POST 1 - Packing with 5 pins / Embalaje con 5 pernos	1
0140060016	7898570927420	POWER POST 2 - Packing with 5 pins / Embalaje con 5 pernos	1
0140060017	7898570927437	POWER POST 3 - Packing with 5 pins / Embalaje con 5 pernos	1



PAINLESS

Desensitizing gel
Gel desensibilizante



POTASSIUM OXALATE THE MOST EFFECTIVE OF THE MARKET

OXALATO DE POTASSIO EL MAS EFICAZ DEL MERCADO

EN: Proven most effective

Painless (1,5% and 5%) is a desensitizing agent based on potassium oxalate and sodium fluoride, indicated for the treatment of teeth with hypersensitivity and sensitivity associated with periodontal treatment or tooth whitening. It contains potassium oxalate the most effective desensitizing agent on the market with clinically proven efficiency.

- Painless 1,5% Homemade use - Apply in a tray for 15 minutes before the teeth whitening treatment;
- Painless 5% Use in the office - Apply for 10 minutes rubbing every 2 minutes, prior to teeth whitening;
- Natural desensitizing agent, without synthetic origin.

ES: Comprobadamente el más eficaz

El painless (1,5% y 5%) es un agente desensibilizante a base de oxalato de potasio y fluoruro de sodio, indicado para el tratamiento de dientes con hipersensibilidad y sensibilidad asociada al tratamiento periodontal o blanqueamiento dental. Contiene oxalato de potasio el agente desensibilizante más eficaz del mercado, con eficacia comprobada clínicamente.

- Painless 1,5% - Uso casero - Aplicar en moldeo por 15 minutos antes del tratamiento de blanqueamiento dental;
- Painless 5% Uso en consultorio - Aplicar por 10 minutos frotando cada 2 minutos, previamente al blanqueamiento dental;
- Agente desensibilizante natural, sin origen sintético.

Cod.	Bar code / Cód. de barras	Product / Producto	UD
0140050002	7898570924955	PAINLESS 1,5% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1
0140050001	7898570923439	PAINLESS 5% - 1 syringe with 3g / 1 jeringa con 3g	1



POWER Block

Oxygen blocking hydrosoluble gel
Gel hidrosoluble bloqueador de oxígeno



EN: The ideal complement to a perfect restoration

The power BLOCK is a water-soluble oxygen-blocking gel, indicated to cover the surface of restorations, resin cements and laminates during the light curing process, preventing the formation of the unpolymerized O₂-inhibited layer. Also indicated for lubrication of retractor wires, facilitating their insertion.

- Insulating gel and water-soluble lubricant;
- Blocks oxygen, aiding the process of light curing in restorations;
- Pleasant aroma of açai.

ES: El complemento ideal para una restauración perfecta

El power BLOCK es un gel hidrosoluble bloqueador de oxígeno, indicado para recubrir la superficie de restauraciones, cementos resinosos y laminados durante el proceso de fotopolimerización, impidiendo la formación de la capa no polimerizada inhibida por O₂. Indicado también para lubricación de hilos retractores, facilitando su inserción.

- Gel aislante y lubricante hidrosoluble;
- Bloquea el oxígeno, ayudando al proceso de fotopolimerización en restauraciones;
- Agradable aroma de açai.

CÓD.

Bar code / Cód. de barras

0140040001

7898570924573

Product / Producto

POWER BLOCK - Packing with 3 syringe / Envase con 3 jeringas

UD

1



POWER C-etching 5%

Acid conditioner for ceramics
Acondicionador ácido para cerámica



EN: The best in acid conditioning for ceramics

The power c-etching is a hydrofluoric acid gel in the concentration of 5% indicated for surface conditioning of ceramics in procedures of: Cementation with resinous adhesive systems; Repair of ceramic restorations with composites.

- It has excellent affinity with water, allowing its easy removal after conditioning;
- Excellent viscosity, does not drain from the applied place;
- The gel has a yellow color (power c-etching 5%), facilitating the control during the application.

ES: El mejor en acondicionamiento ácido para cerámica

El power c-etching es un gel de ácido fluorídrico en la concentración de 5% indicado para acondicionamiento superficial de cerámicas en procedimientos de: Cementación con sistemas resinosos adhesivos; Reparación de restauraciones cerámicas con composites.

- Posee excelente afinidad con agua, permitiendo su fácil eliminación después del acondicionamiento;
- Excelente viscosidad, no escurre del lugar aplicado;
- El gel posee coloración amarilla (power c-etching 5%), facilitando el control durante la aplicación.

Cód.	Bar code / Cód. Barras	Product / Producto	UD
0140030001	7898570923194	POWER C-ETCHING 5% - 1 syringe with 2,5 mL / 1 jeringa con 2,5 mL	1



POWER C-etching 10%

Acid conditioner for ceramics
Acondicionador ácido para cerámica



Power C-etching 5%

Type of ceramic / Tipo de cerámica	Time of application / Tiempo de aplicación
Porcelain feldspar Porcelana feldspática	1 -2 min
Ceramic glass reinforced with leucite Cerámica vítrea reforzada con leucita	1 min
Zirconia Zirconio	Not conditioning No condicionar

EN: The best in acid conditioning for ceramics

The power c-etching is a hydrofluoric acid gel in the concentration of 10% indicated for surface conditioning of ceramics in procedures of: Cementation with resinous adhesive systems; Repair of ceramic restorations with composites.

- It has excellent affinity with water, allowing its easy removal after conditioning;
- Excellent viscosity, does not drain from the applied place;
- The gel has a green color (power c-etching 10%), facilitating the control during the application.

ES: El mejor en acondicionamiento ácido para cerámica

El power c-etching es un gel de ácido fluorídico en las concentraciones 10% indicado para acondicionamiento superficial de cerámicas en procedimientos de: Cementación con sistemas resinosos adhesivos; Reparación de restauraciones cerámicas con composites.

- Posee excelente afinidad con agua, permitiendo su fácil eliminación después del acondicionamiento;
- Excelente viscosidad, no escurre del lugar aplicado;
- El gel posee coloración verde (power c-etching 10%), facilitando el control durante la aplicación.

Cód.	Bar code / Cód. Barra	Product / Producto	UD
0140030002	7898570923200	POWER C-ETCHING 10% - 1 syringe with 2,5 mL / 1 jeringa con 2,5 mL	1



POWER Etching

Phosphoric acid for dental conditioning
Ácido fosfórico para condicionamiento dental



EN: Acid conditioning synonymous of efficiency

Power Etching 37% is a phosphoric acid. Recommended for the conditioning of enamel and dentin to prepare the surface of the teeth for restorative procedures and adhesive cementing.

- Gel of low viscosity, with thixotropic property;
- Easy to remove;
- It has blue coloration to facilitate its visualization and control during the application.

ES: Acondicionamiento ácido sinónimo de eficiencia

Power Etching 37% es un ácido fosfórico, recomendado para el acondicionamiento del esmalte y dentina, para preparar la superficie del diente para procedimientos restauradores y de cementado adhesivo.

- Gel de baja viscosidad, con propiedad tixotrópica;
- Fácil de ser eliminado;
- Posee coloración azul para facilitar su visualización y control durante la aplicación.

Cód.	Bar code / Cód. de barras	Product / Producto	UD
0140030003	7898570921503	POWER ETCHING 37% - 3 syringes with 2,5 mL / 3 jeringas con 2,5mL	1



Cristais Lapidados

Cristais



Disponível nas cores:

- Crystal, Light Yellow, Light Blue, Light Rosé e Rainbow.

Disponível em embalagem com:

- 10 Cristais de 1.8mm cor Cristal
- 10 Cristais em cores sortidas



CÓD.	NCM	CÓD. DE BARRAS	DESCRIÇÃO	UD	I.P.I	ANVISA Nº	VAREJO SUGERIDO
0101046001	70189000	7898570920384	CRISTAL LAPIDADO N 3 C/10 UM	1/5	0	80015520016	R\$ 60,50
0101046002	70189000	7898570920391	CRISTAL LAPIDADO SORTIDO C/10 UN	1/5	0	80015520016	




**“ Depois que descobri o
Hemospon, não faço mais
cirurgias sem ele ao meu lado ”**

Dra. Fernanda Calonego CRO 29084

HEMOSTATIC SPONGE I ESPONJA HEMOSTÁTICA

Hemospon®




GREAT ALLY FOR A BETTER POST SURGICAL RESULT

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

It is a reabsorbable lyophilized, highly-porous, porcine collagen, hemostatic, and healing sponge (gelatin). Also acts keeping the blood clot in the surgical chamber, protecting the wound bed, and speeding the healing process, thus, preventing post-operative complications.
 Indicated Hemospon® Cote: Graft donor sites and protection of mucous flap pushover.
 Indicated Hemospon® Tape: Stabilization of particulate bone graft, protection of small oral surgery sites and Schneiderian membrane lifting and/or repair;


COTE Package with: 1 unit (20 x 40 x 2 mm)
 TAPE Package with: 1 unit (25 x 75 x 1 mm)

Dimensions | Dimensiones




COTE

Protection of graft donor areas
 Protección de las zonas de injerto donantes



TAPE

Schneiderian membrane lift
 Levantamiento de membrana de Schneider




GREAT ALLY FOR A BETTER POST SURGICAL RESULT

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

Es una esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada de origen porcino reabsorbible. También actúa manteniendo el coágulo sanguíneo en los establecimientos quirúrgicos, protegiendo el lecho de las heridas y acelerando el proceso de cicatrización, previniendo, así, complicaciones post-operatorias.
 Indicación Hemospon® Cote: Protección de zonas donadoras de injerto y protección de zonas de rebatimiento de retazo mucoso.
 Indicación Hemospon® Tape: Estabilización de injerto óseo particulado, protección de zonas de cirugía oral pequeña y elevación y/o reparación de la membrana de Schneiderian.

COTE Paquete con: 1 unidad (20 x 40 x 2mm)
 TAPE Paquete con: 1 unidad (20 x 75 x 1mm)



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102025001	7898254945856	Cote	-
0102025002	7898254945853	Tape	-

FAST AND SAFE HEMOSTASIS: SIMPLE LIKE THAT!

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

Is a reabsorbable lyophilized, highly-porous, porcine, collagen, hemostatic, and healing sponge (gelatin); Indicated during and after odontological surgical procedures (e.g.: conventional dental extraction, unerupted and impacted extraction, cyst and tumor removal, biopsy etc.) for obtaining local hemostasis, mainly when the bleeding control for ligatures or conventional procedures is ineffective or impracticable; Hemospon® also acts keeping the blood clot in the surgical chamber, protecting the wound bed, and speeding the healing process, thus, preventing post-operative complications; Pure pharmaceutical hemostatic sponge: 100% of lyophilized, porcine collagen (gelatin); Light material: about 10 mg; Absorbs 40-50 folds its own weight in total blood; Makes possible great visualization of the surgical field; Reabsorbable: it is completely reabsorbed by the organism in 15 days; Biocompatible: atoxic and non-pyrogenic material, without risks of intolerance or counter indications; It can be applied dried or saturated with sterile saline solution or antibiotics; Versatile for daily use: its size can be easily reduced at any required pattern; Reduces the surgical intervention time; Product ready for use and packed in individual blisters, thus, preventing cross-contamination; Package with: 10 units
Package with: 30 units
Package with: 40 units
Package with: 50 units

INSTRUCTIONS | MODO DE USO



1

EN. Conventional molar extraction.
ES. Extracción molar convencional.



2


EN. After the surgical procedure of extraction, Hemospon® should be cut to desired size.
ES. Despues de la extracción se debe cortar el Hemospon® en el tamaño deseado.



3


EN. Hemorrhagic surface.
ES. Superficie hemorrágica.

HEMOSTASIS CON RAPIDEZ Y SEGURIDAD ¡ASÍ DE SIMPLE!



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Es una esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada de origen porcina, reabsorbible, altamente porosa, con acción hemostática y cicatrizante; Indicada especialmente durante y después del procedimiento quirúrgico odontológico (como la extracción de dientes retenidos o impactados, la remoción de quistes y tumores, biopsias, etc.) para la obtención de la hemostasis local, principalmente cuando el control de la hemorragia por vendaje o procedimientos convencionales es ineficaz o impracticable; Hemospon® también actúa manteniendo el coágulo sanguíneo en los establecimientos quirúrgicos, protegiendo el lecho de las heridas y acelerando el proceso de cicatrización, previniendo, así, complicaciones posoperatorias; Hech 100% de colágeno (gelatina) porcino liofilizado; Material liviano: cerca de 10 mg; Absorbe 40 - 50 veces su propio peso en sangre total; Posibilita una visualización óptima del campo quirúrgico; Reabsorbible: es completamente reabsorbido por el organismo en 15 días; Biocompatible: material no tóxico y no pirogénico, sin riesgos de intolerancia o contraindicaciones; Puede ser aplicada de forma seca o saturada con una solución salina estéril o con antibióticos; Versátil para el uso diario: puede ser fácilmente reducida de tamaño a cualquier formato requerido; Reduce el tiempo de la intervención quirúrgica; Producto listo para el uso y empacado en blísteres (ampollas) individuales, previniendo así la contaminación cruzada; Paquete con: 10 esponjas
Paquete con: 30 esponjas
Paquete con: 40 esponjas
Paquete con: 50 esponjas




4

EN. Compression of Hemospon® in hemorrhage. Keep the sponge in place until it is obtained hemostasis is obtained (10 to 15 seconds).
ES. Compresión del hemospon en el hemorragia. Mantenga la esponja en su lugar hasta hemostasis sea obtenida (10 a 15 segundos).



5

EN. The hemorrhage is stagnant, Hemospon® can be removed, replaced or left in place until its complete absorption (15 days).
ES. Taponada la hemorragia, las piezas pueden ser eliminadas o dejadas en su lugar hasta su completa absorción (15 días).




6

EN. Close (suture) the surgical wound.
ES. Cerrar (suturar) la herida quirúrgica.



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102025003	7898254941933	10 Units unidades	-
0102025008	7898254942183	30 Units unidades	-
0102025004	7898254941940	40 Units unidades	-
0102025009	7898561543813	50 Units unidades	-



Hemospon®

SIZE E STANDARD

HEMOSPON®

SIZE & STANDARD



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

The Hemospon® Size and Standard is a reabsorbable lyophilized, highly-porous, porcine, collagen, hemostatic, and healing sponge (gelatin), which is specially indicated during and after odontological surgical procedures (e.g.: cyst and tumor removal, biopsy etc.) for obtaining local hemostasis, mainly when the bleeding control for ligatures or conventional procedures is ineffective and impracticable;

INDICATED Size & Standard:

Cyst and tumor removal
Biopsy
Among others

Biocompatible: atoxic and non-pyrogenic material, without risks of intolerance or counter indications;
Light material: about 10 mg;
It absorbs 40-50 folds its own weight in total blood;
Pure pharmaceutical hemostatic sponge: 100% of lyophilized, porcine collagen (gelatin);
It is completely reabsorbed by the organism in 15 days;
It can be applied dried or saturated with sterile saline solution or antibiotics;
Sterilized for gamma radiation.
SIZE 200 package with: 1 unit (125 x 80 x 10 mm)
STANDARD package with: 1 unit (70 x 50 x 10 mm)
STANDARD package with: 1 unit (80 x 50 x 10 mm)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Es una esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada de origen porcino, reabsorbible, altamente porosa, con acción hemostática y cicatrizante. Especialmente indicada durante y después de procedimientos quirúrgicos médicos (como remoción de quistes y tumores, biopsias etc.) para la obtención de hemostasia local, principalmente cuando el control de la hemorragia por ligadura o procedimientos convencionales es ineficaz o impracticable;

INDICADO Size & Standard:

Remoción de quistes y tumores
Biopsias
Entre otros

Biocompatible: material no tóxico y no ahumado, sin riesgos de intolerancia o contraindicaciones;
Material liviano: cerca de 10 mg;
Absorbe 40 - 50 veces su propio peso en sangre total;
Esponja hemostática farmacéutica pura: hecha 100% de colágeno (gelatina) porcino liofilizado;
Reabsorbible: es completamente reabsorbible por el organismo en 15 días;
Puede ser aplicado de forma seca o saturada con una solución salina estéril o con antibióticos;
Esterilizada con rayos gama.
SIZE 200 paquete con: 1 unidad (125 x 80 x 10 mm)
STANDARD paquete con: 1 unidad (70 x 50 x 10 mm)
STANDARD paquet con: 1 unidad (80 x 50 x 10 mm)

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102025005	7898254941919	Size 125 x 80 x 10	-
0102025006	7898254941896	Standard 80 x 50 x 10	-
0102025007	7898254941896	Standard 70 x 50 x 10	-





maQuira®

“ Only Flex-sill use, as it has excellent details capturing in molding.

Sólo uso Flex-sill, pues tiene una excelente captación de detalles en el moldeado

Dra. Isabela Pinheiro CRO CRO 1832/RN



NEW HOUSE, SAME QUALITY! ¡CASA NUEVA, LA MISMA CALIDAD!

FLEX-SIL KIT CONDENSATION SILICONE

Instructions:

Flex-sil is condensation silicone with thixotropic features that provides the product with excellent workability, as, the more handled the more elastic and soft the material will be.

Suitable to complex molding which need great detail fidelity. Thinking about innovation and safety, Flex-sil brings chlorhexidine in its formulation, which prevents contamination and cross infection when using the product.

Features and Advantages

- Thixotropic material, optimal press time, easy to handle;
- Product for easy handle molding;
- Favorable capture time for its handling;
- Unique in the market with chlorhexidine;
- Material made in oil so there is no loss of accuracy in its molding with time;
- ANVISA Registration No. 80015520040

Pack sizes:

- **Kit 1 kg con:** 1 jar of 1 kg dense Flex-sil, 1 tube with 120 g of Fluid Flex-sil, 1 tube with 50 g catalyst Flex-sil, and a dosing spoon.
- **Kit 500g con:** 1 jar with 500g dense Flex-sil, 1 tube with 120 g of Fluid Flex-sil. 1 tube with 50 g catalyst Flex-sil and a dosing spoon.

FLEX-SIL KIT SILICONA DE CONDENSACIÓN

Indicaciones:

Flex-sil es una silicona de condensación con características tixotrópicas que le proporcionan al producto excelente trabajabilidad, pues cuanto más manoseado es, más elástico y suave queda el material.

Indicado para moldeados complejos y que necesitan una gran fidelidad de detalles. Pensando en innovación y seguridad, Flex-sil trae en su formulación clorhexidina, que previene la contaminación e infecciones cruzadas al utilizar el producto.

Características y Ventajas:

- Material tixotrópico, óptimo tiempo de presa, fácil manoseo;
- Producto para moldeado de fácil manoseo;
- Tiempo de presa favorable para su manipulación;
- Único en el mercado con clorhexidina;
- Material hecho en aceite para no tener pérdida de precisión en su moldeado con el tiempo;
- Reg. ANVISA N°: 80015520040.

Presentaciones:

- **Kit 1kg con:** 1 pote de Flex-sil denso 1kg, 1 biznaga de Flex-sil Fluido 120g, 1 biznaga de Flex-sil catalizadora 50g y una cuchara dosificadora
- **Kit 500g con:** 1 pote de Flex-sil denso 500g, 1 biznaga de Flex-sil Fluido 120g, 1 biznaga de Flex-sil catalizadora 50g y una cuchara dosificadora

Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101045006	7898561546586	Kit Flex-Sil 500g Denso + Fluido + Cat.	1/2	-	3910.00.12
0101045005	7898561546593	Kit Flex-Sil 1Kg Denso + Fluido + Cat.	1/2	-	3910.00.12

New Products
Nuevos

FLEX SIL DENSO
500g



Instructions:

Flex-sil is high viscosity condensation silicone with thixotropic features that provides the product with excellent workability, as, the more handled the more elastic and soft the material will be.

Suitable to complex molding which need great detail fidelity. Dense Flex-sil shall be used with catalyst Flex-sil for higher detail capturing, Flex-sil has chlorhexidine in its formulation, which avoids contamination and cross infection when the product is used.

Features and Advantages

- Condensation silicone Flex Flex-sil, thixotropic material, optimal press time, easy to handle;
- Product for easy handle molding;
- Favorable capture time for its handling.
- Unique in the market with chlorhexidine;
- Material made in oil so there is no loss of accuracy in its molding with time;
- ANVISA Registration No. 80015520040

Pack size:

- 500 g Dense Flex-sil contains:
▪ 1 jar with 500 g dense Flex-sil

Presentación:

- Flex-sil Denso 500g contiene:
▪ 1 pote de Flex-sil denso 500g

Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101045003	7898561543042	Flex-sil silicone de condensação pote 500g	1/6	-	3006.40.11

FLEX SIL DENSO
1Kg



Indicación:

Flex-sil denso es una silicona de condensación de alta viscosidad con características tixotrópicas que le proporcionan al producto excelente trabajabilidad, pues cuanto más manoseado es, más elástico y suave queda el material.

Indicado para moldeados complejos y que necesitan una gran fidelidad de detalles. Flex-sil Denso se debe usar con Flex-sil catalizador para una mayor captación de detalles. Flex-sil trae en su formulación clorhexidina, que evita la contaminación e infecciones cruzadas al utilizar el producto.

Características y Ventajas:

- Flex sil silicona de condensación, material tixotrópico, óptimo tiempo de presa, fácil manoseo;
- Producto para moldeado de fácil manoseo;
- Tiempo de presa favorable para su manipulación
- Único en el mercado con clorhexidina;
- Material hecho en aceite para no tener pérdida de precisión en su moldeado con el tiempo;
- Reg. ANVISA N°: 80015520040.

Pack size:

- 1 kg Dense Flex-sil contains:
▪ 1 jar with 1 kg dense Flex-sil

Presentación:

- Flex-sil Denso 1 kg contiene:
▪ 1 pote de Flex-sil denso 1 kg

Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101045002	7898561542281	Flex-sil silicone de condensação pote 1kg	1/2	-	3006.40.11

FLEX SIL FLUIDO BISNAGA



Features and Advantages

- Condensation silicone Flex-sil, thixotropic material, optimal press time, easy to handle;
- Product for easy handle molding;
- Favorable capture time for its handling.
- Unique in the market with chlorhexidine;
- Material made in oil so there is no loss of accuracy in its molding with time;
- ANVISA Registration No. 80015520040

Características y Ventajas:

- Flex sil silicona de condensación, material tixotrópico, óptimo tiempo de presa, fácil manoseo;
- Producto para moldeado de fácil manoseo;
- Tiempo de presa favorable para su manipulación
- Único en el mercado con clorhexidina;
- Material hecho en aceite para no tener pérdida de precisión en su moldeado con el tiempo;
- Reg. ANVISA N°: 80015520040.

Pack size:

Contains:

- 1 tube with 120g Fluid Flex-sil

Presentación:

Contiene:

- 1 bisnaga de Flex-sil Fluido 120g

Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101045004	7898561542304	Bisnaga 120G	1/12	-	3006.40.11

* Novas embalagens serão desenvolvidas durante o 2º sem/2019

FLEX SIL CATALISADOR BISNAGA



Features and Advantages

- Condensation silicone Flex Flex-sil, thixotropic material, optimal press time, easy to handle;
- Product of easy handle molding.
- Favorable press time for its handling;
- Unique in the market with chlorhexidine;
- Material made in oil so there is no loss of accuracy in its molding with time;
- ANVISA Registration No. 80015520040

Características y Ventajas:

- Flex sil silicona de condensación, material tixotrópico, óptimo tiempo de presa, fácil manoseo;
- Producto para moldeado de fácil manoseo;
- Tiempo de presa favorable para su manipulación
- Único en el mercado con clorhexidina;
- Material hecho en aceite para no tener pérdida de precisión en su moldeado con el tiempo.;
- Reg. ANVISA N°: 80015520040.

Pack size:

Catalyst Flex-sil, contains:

- 1 tube with 50g catalyst Flex-sil

Presentación:

Flex-sil Catalizador contiene:

- 1 bisnaga de Flex-sil Catalizador 50g

Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101045001	7898561542298	Bisnaga 50g	1/12	-	3910.00.12

New Products Nuevos

PROVISORY

Temporary cement with Eugenol
Cemento temporal con Eugenol

Features and Advantages:

- Zinc oxide and eugenol based cement for prosthetic works temporary fixation;
- It forms a thin film of excellent fluidity and high flow, to enable restoration to be easily placed;
- Proper resistance to support mastication loads and low solubility to oral fluids and it is easy to remove when needed;
- ANVISA Registration No. 80015520036

Características y Ventajas:

- Cemento a base de óxido de zinc y eugenol para fijación provisoria de trabajos protéticos;
- Forma una película fina de excelente fluidez y alto escurrimiento, para permitir que la restauración se asiente con facilidad;
- Resistencia adecuada para soportar las cargas masticatorias y baja solubilidad a los fluidos bucales y es de fácil remoción cuando es necesario;
- Reg. ANVISA Nº: 80015520036



Pack size:

Kit with

- 1 tube with 50 g base paste
- 1 tube with 15 g accelerant paste
- 1 mixing block

Presentación:

Kit con

- 1 biznaga de pasta base con 50g
- 1 biznaga de pasta aceleradora con 15g
- 1 bloque de espesuración

WITH OR WITHOUT EUGENOL, THE BEST IS HERE! ¡CON O SIN EUGENOL, LO MEJOR ESTÁ AQUÍ!

Features and Advantages:

- Zinc oxide and organic acids based cement without eugenol for temporary fixation of prosthetic works;
- It makes a thin film of excellent fluidity and high flow, to enable restoration to be easily placed;
- It has proper resistance to support mastication loads and low solubility to oral fluids and it is easy to remove when needed;
- EUGENOL-FREE;
- ANVISA Registration 80015529003.

Características y Ventajas:

- Cemento a base de óxido de zinc y ácidos orgánicos, sin eugenol para fijación provisoria de trabajos protéticos;
- Forma una película fina de excelente fluidez y alto escurrimiento, para permitir que la restauración se asiente con facilidad;
- Presenta resistencia adecuada para soportar las cargas masticatorias y baja solubilidad a los fluidos bucales y es de fácil remoción cuando es necesario;
- NO CONTIENE EUGENOL;
- Reg. ANVISA: 80015529003.

Pack size:

Kit with

- 1 tube with 50 g base paste
- 1 tube with 15 g accelerant paste
- 1 mixing block

Presentación:

Kit con

- 1 biznaga de pasta base con 50g
- 1 biznaga de pasta aceleradora con 15g
- 1 bloque de espesuración

PROVISORY NE

Temporary cement without Eugenol
Cemento provisional sin eugenol



Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101044001	7898561542250	Provisory Kit bas + ace	1/6	-	3006.40.11
0101048002	7898561542267	Provisory NE Kit bas + ace	1/6	-	3006.40.11

DENTISTS' FAVORITE, NOW AT **maquira®**

New Products
Nuevos

EL QUERIDITO DE LOS DENTISTAS, AHORA EN MAQUIRA

HYDCAL



Features and Advantages:

- Hydcal is a hardenable and rigid composition calcium hydroxide manufactured from the reaction of two components: a base paste and a catalyst paste, which shall be mixed upon its use;
- It is used as cavity sealing and pulp protection, in restoration procedures;
- Hydcal does not impair polymerization of compound resins used in restorations. It has high dissolution resistance by phosphoric acid used in acid etching of dental structure;
- Radiopaque material, with color similar to dentin;
- ANVISA Registration No. 80015520014

Pack size:

- Kit with
- 1 tube with 13 g base paste
 - 1 tube with 11 g catalyst paste
 - 1 mixing block

Características y Ventajas:

- Hydcal es una composición endurecible y rígida a base de hidróxido de calcio, producida a partir de la reacción de dos componentes: una pasta base y una pasta catalizadora, que se deben mezclar en el momento de uso;
- Se utiliza para el forrado de cavidades y protección pulpar, en procedimientos restauradores;
- Hydcal no inhibe la polimerización de resinas compuestas usadas en restauraciones. Posee alta resistencia a la disolución por el ácido fosfórico utilizado en el condicionamiento ácido de las estructuras dentales;
- Material radiopaco, con coloración semejante a la de la dentina;
- Reg. ANVISA N°: 80015520014.

Presentación:

- Kit con
- 1 baza de pasta base con 13g
 - 1 baza de pasta catalizadora con 11g
 - 1 bloco de espátula



Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101040015	7898561542182	Cimento de Hc kit bas. + cat	1/25	-	3006.40.11

New Products Nuevos

PERICEM

CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL



Instructions:

It provides local safe protection to surgical wounds, keeping them clean. The cement is made by a mixture of its components (base paste and accelerant paste) upon its use.

Features and Advantages:

- Eugenol-free composition, ensuring its use is not irritant to oral mucosa;
- Excellent texture and plasticity after press and mint flavor;
- Time of work: 30 to 45 seconds;
- Press time: 2 to 3 minutes;
- ANVISA Registration No. 80015520035.

Indicación:

It provides local safe protection to surgical wounds, keeping them clean. The cement is made by a mixture of its components (base paste and accelerant paste) upon its use.

Características y Ventajas:

- No contiene eugenol en su composición, garantizando que su uso no sea irritante para la mucosa oral;
- Excelente textura y plasticidad tras la presa y sabor de menta;
- Tiempo de trabajo: 30 a 45 segundos;
- Tiempo de presa: 2 a 3 minutos;
- Reg. ANVISA N°: 80015520035.

Pack size:

Kit with

- 1 tube with 90 g base paste
- 1 tube with 90 g accelerant paste
- 1 mixing block

Presentación:

Kit con

- 1 bote de pasta base con 90g
- 1 bote de pasta aceleradora con 90g
- 1 bloque de espesador

Código

Cód. de barras

Descrição

UN I.P.I

NCM

0101043001 7898561542243 Kit bas + ace 1/6 - 3006.40.11

CIMENTO CIRÚRGICO



Instructions:

It is suitable for periodontal coating to protect sutures arisen from periodontal surgeries.

Features and Advantages:

- Excellent adhesion and plasticity properties; Safe local protection for surgical wounds, keeping them clean;
- It has pinkish color which favors the aesthetic result;
- ANVISA Registration No. 80015520038.

Indicación:

Está indicado como revestimiento periodontal para la protección de las suturas oriundas de cirugías periodontales.

Características y Ventajas:

- Excelentes propiedades de adhesión y plasticidad;
- Protección local segura para heridas quirúrgicas, manteniéndolas limpias;
- Posee coloración rosa que favorece el resultado estético;
- Reg. ANVISA N°: 80015520038.

Pack size:

Kit with

- Liquid: 20 ml Vial
- Powder: 50 g jar
- Kit: 1 vial with 10 ml and one 50g jar

Presentación:

Kit con

- Liquido: Frasco con 20 ml
- Polvo: Pote con 50g
- Kit: 1 frasco con 10ml y un pote con 50g

Código

Cód. de barras

Descrição

UN I.P.I

NCM

0101041001	7898561542236	Líquido 20ml	1/12	-	3006.40.11
0101041002	7898561542229	Pó 50g	1/12	-	3006.40.11
0101041003	7898561546685	Kit Pó + Líq	1/12	-	3006.40.11

CIMENTO ENDODÔNTICO



Instructions:
Endodontic Cement

Features and Advantages

- It works by means of basic reaction between its main components: zinc oxide (powder) + eugenol (liquid);
- Good tolerance of tissues;
- Radiopaque;
- Excellent Impermeability;
- Extremely fine granulation, favoring a creamy homogeneous mixture, with no lumps;
- 100 % biocompatible;
- ANVISA Registration No. 80015520019

Pack size:

- Liquid: 10ml Vial
- Powder, 12g jar
- Kit: 1 vial with 10 ml and one 12g jar

Indicación:
Cemento Endodóntico

Características y Ventajas:

- Funciona a través de la reacción básica entre sus principales componentes: óxido de zinc (polvo) + eugenol (líquido);
- Buena tolerancia de los tejidos;
- Radiopaco;
- Excelente Impermeabilidad;
- Finísima granulación, proporcionando una mezcla homogénea, cremosa y sin grumos;
- 100% biocompatible;
- Reg. ANVISA N°: 80015520019

Presentación:

- Líquido: Frasco con 10ml
- Polvo: pote con 12g
- KIT: Un frasco con 10ml y un pote con 12g



Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101042001	7898561542212	Líquido 10ml	1/12	-	3006.40.11
0101042002	7898561542205	Pó 12g	1/12	-	3006.40.11
0101042003	7898561546678	Kit Pó + Liq.	1/12	-	3006.40.11

New Products Nuevos

BOLSA TÉRMICA PEQUENA



Instructions:

Use the small Thermal Bag, to perform cold or hot compresses, after surgical procedures or traumas.

Features and Advantages

- Small package, enabling use;
- It has additive so not to freeze the liquid, made of resistant material;
- It can be used several times;
- ANVISA Registration 80322400116.

Pack size:

- Box with 10 sachets

Indicación:

Utilizar la Bolsa Térmica pequeña, para realizar compresas frías o calientes, tras procedimientos quirúrgicos o traumas.

Características y Ventajas:

- Embalaje pequeño, facilitando el uso;
- Posee aditivo para no congelamiento del líquido;
- Hecho en material resistente;
- Se puede utilizar varias veces;
- Reg. ANVISA: 80322400116.

Presentación:

- Caja con 10 saches

HEMOLIQ HEMOSTÁTICO



Features and Advantages:

- Hemoliq is a topical agent, in solution, to hemostasis and gums recession;
- Used to control bleeding and gingival crevicular fluid. Such hemostat action arises from astringency (tissues contraction) provided by aluminium chloride, which, consequently, promotes blood vessel contraction inside the tissue;
- Epinephrine-free;
- Nontoxic for highly safe use;
- Tissues involved return to their normal condition within 1 hour;
- ANVISA Registration 800155290030.

Pack size:

- 10ml Vial

Características y Ventajas:

- Hemoliq es un agente tópico, en solución, para hemostasia y retracción gingival;
- Utilizado para el control del sangrado y del fluido cervicular gingival. Esta acción hemostática deriva de la astringencia (contracción de los tejidos) promovida por el cloruro de aluminio, lo que consecuentemente promueve la contracción del vaso sanguíneo en el interior del tejido;
- No contiene epinefrina;
- Es atóxico, de uso altamente seguro;
- Los tejidos abarcados retornan a su condición normal en 1 hora;
- Reg. ANVISA: 800155290030.

Presentación:

- Frasco con 10ml

Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101031002	7898561542274	Cx. c/ 10 - 100g	1/10	-	3926.90.30

Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0101002005	7898561542342	Solução hemostática 10ml	1/12	-	3006.10.90



FIX COMFORT

Resinous Brackets Protector

Protector de Frenillos Resinoso

Instructions:

FIX COMFORT resin is used to protect and partially cover components of fixed braces (brackets, tubes, mini-implants) which can cause wounds in oral soft parts, forming a round comfortable layer to the patient.

Features and Advantages:

- Brackets resinous protector, for professional use;
- Convenience, product ready to use;
- It forms a smooth and round surface, providing more comfort to the patient;
- It has excellent mechanical resistance, resisting between maintenance consultations;
- Easy to remove with common pliers;
- 20 seconds Light curing;
- ANVISA Registration 80322400118.

Pack size:

- Package containing: 1 syringe with 2g

Indicación:

La resina FIX COMFORT se utiliza para proteger y revestir parcialmente componentes de aparatos fijos (frenillos, tubos, mini implantes), que puedan ocasionar heridas en las partes blandas bucales, formando una capa arredondeada y cómoda para el paciente.

Características y Ventajas:

- Protector de frenillo resinoso, para utilización profesional;
- Practicidad, producto listo para uso;
- Forma una superficie lisa y arredondeada, proporcionando un mayor confort para el paciente;
- Posee una excelente resistencia mecánica, resistiendo entre una consulta de mantenimiento y otra;
- Fácil remoción con el uso de alicates comunes;
- Fotopolimerizable 20 segundos;
- Reg. ANVISA: 80322400118.

Presentación:

- Embalaje contenido: 1 jeringa con 2g

1 Way to use | Modo de uso

Identification of fixed braces components which are causing distress;

Identificación de los componentes del aparato fijo que están causando incómodo;

2

Apply the product with the help of the metallic tip directly to the place desired;

Aplicar el producto con el auxilio de la puntera metálica directamente en el lugar deseado;

3

After the application, light curing is performed for 20 seconds.

Tras la aplicación se hace la fotopolimerización por 20 seg.

Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0130010002	7898561540058	FIX COMFORT	1/10	-	3006.40.11

BITE

Light curing Resin for Disocclusion and Cementation

Resina Fotopolimerizable para Desoclusión y Cementación

Instructions:

BITE resin is suitable for temporary dental disocclusion during orthodontic treatment. Due to high adhesion to dental enamel, the product is also suitable for orthodontic bands cementation. Applied with the purpose of making biting uprisings which will "unlock" the occlusion fitting and favor patient's biting transversal correction.

Features and Advantages:

- It has high mechanical resistance, which helps in procedure lifespan;
- Excellent adhesion to dental surface;
- Optimal consistency to the dentist handling and high smoothness for patient's comfort;
- Colors help to identify the resin on dental enamel;
- Practicality as it does not require mixing, it is ready to use;
- Light curing in 20 seconds, available in the colors: Blue | Transparent | Pink;
- ANVISA Registration No. 80322400111

Pack size:

- Package containing: 1 syringe with 4g

Indicación:

La resina BITE está indicada para desoclusión dental temporal durante el tratamiento ortodóntico. Debido a la alta adhesividad al esmalte dental, el producto está indicado también para la cementación de fajas ortodónticas. Aplicado con el objetivo de confeccionar levantes de mordida que "destrabarán" el encaje oclusal y favorecer la corrección transversal de la mordida del paciente.

Características y Ventajas:

- Posee una alta resistencia mecánica, que ayuda en la longevidad del procedimiento;
- Excelente adhesividad a la superficie dental;
- Óptima consistencia para manoseo del dentista y alta lisura para confort del paciente;
- Colores auxilian en la identificación de la resina en el esmalte dental;
- Practicidad, pues no requiere mezcla, está listo para uso;
- Fotopolimerizable en 20 segundos;
- Disponible en los colores: Azul | Transparente | Rosado;
- Reg. ANVISA N°: 80322400111.

Presentación:

- Embalaje contenido: 1 jeringa con 4g

Way to use | Modo de uso



Código	Cód. de barras	Descrição	UN	I.P.I	NCM
0130010004	7898561540140	BITE - Azul	1/10	-	3006.40.11
0130010005	7898561540164	BITE - Rosa	1/10	-	3006.40.11
0130010006	7898561540317	BITE - Transparente	1/10	-	3006.40.11

FIX LV

Fluid Light Curing Orthodontic Adhesive

Adhesivo Ortodóntico
Fotopolimerizable Fluido

Instructions:

FIX LV resin is an orthodontic adhesive, low viscosity light curing which promotes metal brackets, ceramics and polycarbonate fixation by means of indirect gluing.

Features and Advantages:

- It has low viscosity, however, it does not run down the site applied which enables the professional to master material press time and install the arches soon after the brackets fixation;
- Made of methacrylate monomers and silica particles, which ensures better adhesion on dental surface; Light curing 40 seconds; It contains fluorine in its composition;
- ANVISA Registration No. 80322400114.

Pack size:

- Package containing: 1 syringe with 2g

Indicación:


La resina FIX LV es un adhesivo ortodóntico fotopolimerizable de baja viscosidad que promueve la fijación de frenillos de metal, cerámica y policarbonato por colaje indirecto.

Características y Ventajas:

- Posee baja viscosidad, sin embargo, no escurre del lugar aplicado, lo que permite que el profesional domine el tiempo de presa del material e instalar los arcos luego tras la fijación de los frenillos;
- Compuesto por monómeros de metacrilatos y partículas de sílice, lo que garantiza una mejor adhesión en la superficie dental;
- Fotopolimerizable 40 segundos; Contiene flúor en su composición;
- Reg. ANVISA N°: 80322400114.

Presentación:

- Embalaje contenido: 1 jeringa con 2g



Código	Cód. de barras	Descrição	UN I.P.I	NCM
0130010003	7898561540133	FIX LV	1/10 -	3006.40.11

FIBER POST

Excellence in Restorative Aesthetics Excelencia en Estética Restaurativa

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGE

Suitable for the reconstruction of teeth that have undergone root canal treatment and require restoration; Manufactured with a resinous matrix of glass fiber and epoxy based resin;
 Excellent translucency , the pins have a high conductivity of light;
 Module of elasticity close to the dentin;
 Available in four sizes:
 N° 0.5 | N° 1 | N° 2 | N° 3

Packing with: 5 pins.

INSTRUCTIONS | MODO DE USO




1

EN. Tooth with endodontic compromise.
 Instrumentation and canal obturation.
ES. Diente con compromiso endodóntico.
 Instrumentación y obturación del canal.




2

EN. Disruption of the canal leaving 3 to 5 mm of obturation at the root apex. Prepare the root canal with appropriate drills to fit the shape of the pin.
ES. Desbloqueo del canal dejando de 3 a 5 mm de obturación en el ápice radicular. Prepare el conducto radicular con brocas adecuadas hasta adaptarlas al formato del perno.




3

EN. If necessary, trim the coronal excess of the pin and bring it back into position to check the fit.
ES. Si es necesario, recorte el excedente coronal del perno y vuelva a colocar en posición para verificar el ajuste.



4

EN. Clean the pin with alcohol and wipe dry. Apply a layer of silane on the surface of the entire pin and let it dry for a minute.
ES. Limpie el pasador con alcohol y seque. Aplicar una capa de Silano sobre la superficie de todo el perno y dejar secar por un minuto.



5

EN. Condition the root canal with 37% phosphoric acid gel (Maquia) for 15 seconds. Wash and dry thoroughly, removing any excess water with absorbent paper cones.
ES. Condicione el conducto radicular con gel de ácido fosfórico 37% (Maquia) durante 15 segundos. Lave y seque bien, removiendo todo el exceso de agua con conos de papel absorbente.




6

EN. With a suitable instrument, insert the resin cement into the root canal.
ES. Con un instrumento adecuado, inserte el cemento resinoso en el conducto radicular.



7

EN. Insert the pin into the channel and cure the cement (according to manufacturer's specification) through the pin.
ES. Haga la inserción del perno en el canal y proceda a la fotopolimerización del cemento (de acuerdo con la especificación del fabricante) a través del perno.



8

EN. Construction of the core and completion of the restoration.
ES. Construcción del núcleo de relleno (core) y finalización de la restauración.



Translucent
Translúcido

DOUBLE
conicity
DOUBLE
taper



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0108001002	7898561542144	Nº 0,5	01
0108001003	7898561542151	Nº 1	01
0108001004	7898561542168	Nº 2	01
0108001005	7898561542175	Nº 3	01

MATRIX BAND
BANDA MATRIZ

CE

**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Strip Matrix for dental reconstruction;
- The edges do not hurt the patient;
- Easy removal without damaging the restoration;
- Flexible - Promotes the proximal contour;
- It has an uniform surface;

Package with:

- 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Tira matrix para reconstrucción dental;
- Los bordes no danán el paciente;
- Fácil remoción sin dañar la restauración;
- Flexible - Promueve el contorno proximal;
- Posee una superficie uniforme;

Paquete con:

- 1 unidad.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0104007001	7898938244503	0,05mm x 5mm x 50cm	25
0104007002	7898938244510	0,05mm x 7mm x 50cm	25

ANATOMIC WEDGES
CUÑAS ANATÓMICAS**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Interdental wooden wedges indicated to adapt matrix and/or move away adjacent teeth;
- Symmetrical and anatomic geometry;
- Colored with non-toxic pigment;
- Does not stain the restoration.

Package with:

- 100 unities.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Cuña interdental en madera indicada para adaptar matrices y/o alejar dientes adyacentes;
- Geometría simétrica y anatómica;
- Coloreadas con pigmento no tóxico;
- No mancha la restauración.

Paquete con:

- 100 unidades.

Dimensions | Dimensiones

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0104006006	7898561546142	Wedges. I Cunás	01

EFFECTIVE AND SAFE FOR YOUR PROCEDURES

EFICAZ Y SEGURO PARA SUS PROCEDIMIENTOS

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

Matriz Universal Maquira is a product composed of carefully formed metal matrices, under a judicious manufacturing process and subjected to a strict quality control that aims to always maintain the characteristics and similarity between all the parts, such work allows the professional great flexibility and resistance in a thin layer of metal;

Facility in the reconstruction of the point of contact;

The matrices design favors the restoration of the anatomy of tooth;

Provides better restoration finish;

Promotes agility in treatment.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

La Matriz Universal Maquira es un producto compuesto de matrices metálicas cuidadosamente pre-formadas, sub un criterioso proceso de fabricación y sometido a un riguroso control de calidad que tiene por objeto mantener siempre las características y la similitud entre todas las piezas, tal trabajo permite al profesional óptima flexibilidad y resistencia en una fina capa de metal;


Facilidad en la reconstrucción del punto de contacto;

El diseño de las matrices favorece el restablecimiento de la anatomía del diente;

Proporciona mejor acabado de la restauración;

Promueve agilidad en el tratamiento.

DIMENSIONS MATRIXES AND PLIERS DIMENSIONES MATRICES Y ANILOS



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0104008002	7898938244367	KIT 50	01
0104008003	7898561546166	KIT 25	01
0104008004	7898561541933	Refill - Repuesto S I P - 50 un	01
0104008005	7898561541940	Refill - Repuesto M - 50 un	01
0104008006	7898561541933	Refill - Repuesto L I G - 50un	01
0104008007	7898561546203	Refill Mixed - 50 un	01
		Repuesto Surtido - 50 un	
0104008008	7898561541933	2 Pliers I Anilos	01
0104008009	7898561541940	8 Protectores I Protectores	
		20 Protectores I Protectores	01

POLYESTER STRIP CE TIRA DE POLIESTER



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used for mixing dental products;
- Enables the establishment of a proper interproximal contact with adjacent teeth;
- Transparent product, allowing the passage of light during the polymerization of restorative material.

Package with:

- 50 units.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Tira para delimitar la cara proximal del diente a ser restaurado;
- Posibilitan el establecimiento de un adecuado contacto interproximal con lo(s) diente(s) adyacente(s);
- Producto transparente, posibilitando el paso de luz durante la polimerización del material restaurador.

Paquete con:

- 50 unidades.

Dimensions | Dimensiones



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0104013001	7898938224367	Polyester S. T. de Poliéster	25

POLYESTER ABRASIVE STRIP CE TIRA ABRASIVA DE POLIESTER



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- The polyester abrasive strip provides a better finishing and polishing of dental restorations;
- Aids having a perfect Interproximal restoration;
- Each strip individually has two parts: Fine/Thick.

Package with:

- 150 units


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- La tira de lija de poliéster ofrece un mejor acabado y pulido de las restauraciones dentales;
- Ayuda para una perfecta restauración en las Inter-proximales;
- Cada lija posee dos partes: Fina/Gruesa.

Paquete con:

- 150 unidades.

Dimensions | Dimensiones



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0109001001	7898561540270	Polyester Abr. Tira Abr. de Pol.	10

SUPER CARBON & SUPER CARBON BASIC



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES SUPER CARBON

- Indicated for all types of restorative materials;
- Reaches anatomically the occlusal points;
- Super carbon two colors: Red and Blue;
- 100% Vegetable Paper, thickness of 100 microns.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES SUPER CARBON BASIC

- Reaches anatomically the occlusal points;
- Super carbon basic color: Blue
- 100% Vegetable Paper, thickness of 100 microns.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS SUPER CARBON

- Indicado para todos los tipos de materiales restauradores;
- Alcanza anatómicamente los puntos oclusales;
- Super carbon con dos colores: Rojo y Azul;
- Papel 100% Vegetal, espesor de 100 micrones;

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS SUPER CARBON BASIC

- Alcanza anatómicamente los puntos oclusales;
- Super carbon basic color: Azul;
- Papel 100% Vegetal, espesor de 100 micrones.

■ Dimensions | Dimensiones



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0104004001	7898938244534 7898938244558	Super Carbon Basic -25un Super Carbon - 25un	25 25
0104004002			

STAINLESS STEEL ABRASIVE STRIP CEE STAINLESS STEEL ABRASIVE STRIP



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Indicated for interproximal abrasion.
- Used in all types of restorative material, as: composite, acrylic, glass ionomer and amalgam.

Package with:

- 12 units.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Indicada para desgaste de las inter-proximales.
- Usada en todos los tipos de materiales restauradores, como: compósitos, acrílicos, ionómeros de vidrio y amalgama;

Paquete con:

- 12 unidades.

Dimensions | Dimensiones



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0112001001	7898561541703	125x4,0x0,12mm	10
0112001002	7898561541710	125x6,0x0,12mm	10

FRONTAL RETRCTOR FLEX

AFASTADOR FRONTAL FLEX

CE



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Indicated for retracting the cheek lip mucous.
- Used in procedures of:
 - 1. Gluing brackets
 - 2. Prophylaxis
 - 3. Intra-oral photography
 - 4. Application of fluoride
 - 5. Adhesive restorations
 - 6. Whitening
- Sterilization in Autoclave at 121°C;

Package with:

- 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Indicado para separar la mucosa labial de la mejilla.
- Usado en procedimientos de:
 - 1. Pegamento de brackets
 - 2. Profilaxis
 - 3. Fotografía intra-orales
 - 4. Aplicación de flúor
 - 5. Restauraciones adhesivas
 - 6. Blanqueamiento
- Esterilización en Autoclave a 121°C;

Paquete con:

- 1 unidad.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102001014	7898561540591	Large I Grande	10
0102001013	7898561540584	Medium I Medio	10

FRONTAL RETRCTOR EXPANDEX

AFASTADOR FRONTAL EXPANDEX

CE



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Indicated for retracting the cheek lip mucous.
- Used in procedures of:
 - 1. Gluing brackets
 - 2. Prophylaxis
 - 3. Intra-oral photography
 - 4. Application of fluoride
 - 5. Adhesive restorations
- Sterilization in Autoclave at 121°C;

Package with:

- 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Indicado para separar la mucosa labial de la mejilla.
- Usado en procedimientos de:
 - 1. Pegamento de brackets
 - 2. Profilaxis
 - 3. Fotografía intra-orales
 - 4. Aplicación de flúor
 - 5. Restauraciones adhesivas
- Esterilización en Autoclave a 121°C;

Paquete con:

- 1 unidad.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102001005	7898561540522	Adulto química	10
0102001006	7898561540539	Adulto química	10
0102001011	7898561540560	Infantil química	10
0102001012	7898561540577	Adulto Autoclavable	10
		Kids Autoclavable	10
		Infantil Autoclavable	10

AMALGAM HOLDER CE
PORTA AMALGAMA**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Used only for transporting and inserting the amalgam in to the dental cavity.
- Available colors: Green and Pink;
- Sterilization in Autoclave at 121°C;

Package with:

- 1 units.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Usado solamente para el transporte a inserción de la amalgama en la cavidad dental.
- Colores disponibles: Verde y Rosa;
- Esterilización en Autoclave a 121°C;

Paquete con:

- 1 unidad.

ABRITEC CE**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Assists in opening the patient's mouth.
- Provides better confort for the patient;
- Maintains the mouth opened;
- 100% silicone;
- Sterilization in Autoclave at 121°C;

Package with:

- 2 units.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ayuda a la apertura de la boca del paciente.
- Posibilita mayor comodidad al paciente;
- Mantiene la boca abierta;
- 100% de silicona;
- Esterilización en Autoclave a 121°C;

Paquete con:

- 2 unidades.

Dimensions | Dimensiones

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
010201001	7898561541185	Green I Verde	1
010201002	7898561541192	Blue I Azul	1

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102021001	7898561541185	Blue I Azul	1
0102021002	7898561541192	Pink I Rosa	1

Ácidos Gel

FULL LINE | LÍNEA COMPLETA

CA I AC

Conditioning Agents
Agente Condicionantes

ACID GEL 5% HYDROFLUORIC CE ACIDO GEL 5% FLUORHÍDRICO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Porcelain surface conditioning and etching;
- Excellent viscosity for handling;
- Orange gel (best visibility);
- Greater retention of resinous materials;

Package with:

- 1 syringe of 2.5ml + 2 Tips.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Acondicionamiento Superficial de porcelanas;
- Óptima viscosidad para el manejo;
- Gel naranja (mejor visibilidad);
- Mayor retención de materiales resinosos;

Paquete con:

- 1 jeringa de 2,5ml + 2 Punteras.

CERAMIC TYPE TIPO DE CERÁMICA	APPLICATION TIME TIEMPO DE APLICACIÓN
Glass-ceramic base of lithium disilicate; Cerámica de vidrio a base de disilicato de litio.	20 seconds / segundos
Zircônia.	Not applicable / No utilizado

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101004002	7898561542717	Ácido gel 5%	-

ACID GEL 10% HYDROFLUORIC CE

ACIDO GEL 10% FLUORHÍDRICO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Porcelain surface conditioning and etching;
- Excellent viscosity for handling;
- Red gel (best visibility);
- Greater retention of resinous materials;

Package with:

- 1 syringe of 2.5ml + 2 Tips.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Acondicionamiento Superficial de porcelanas.
- Óptima viscosidad para el manejo;
- Gel Rojo (mejor visibilidad);
- Mayor retención de materiales resinosos;

Paquete con:

- 1 jeringa de 2,5ml + 2 Punteras.

CERAMIC TYPE TIPO DE CERÁMICA

APPLICATION TIME TIEMPO DE APLICACIÓN

Feldspathic ceramic
Porcelana feldespática

1-2 minutes / minutos

Glass-ceramic reinforced with leucite
Cerámica de vidrio reforzada con
leucita

1 minute / minuto

Zirconia.
utilizado

Not applicable / No

ACID GEL 37% PHOSPHORIC CE

ACIDO GEL 37% FOSFÓRICO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Acid to attack the dentin and/or enamel, allowing a better retention of resin materials.
- Appropriate viscosity and presence of blue dye;
- No risk of flowing;
- Strong anti-bacterial action (formula with Clorhexidine 2%);

Package with:

- 3 syringes of 2.5ml + tips.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Utilizado para atacar esmalte y/o dentina, permitiendo mayor y mejor retención de los materiales resinosos.
- Viscosidad adecuada y presencia de colorante azul;
- Sin riesgo de desague;
- Fuerte acción antibacteriana (formula con Clorhexidina 2%);

Paquete con:

- 3 jeringas de 2,5ml + punteras.

SURFACE SUPERFICIE

APPLICATION TIME TIEMPO DE APLICACIÓN

Dentin / Dentina

30 - 15 seconds / segundos

Enamel / Esmalte

15 seconds / segundos

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101004001	7898938244671	Ácido gel 10% fluorídrico	06

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101005001	7898938224541	Ácido gel 37% fosfórico	50

THE IDEAL RESIN WITH THE COLORING THE PROFESSIONAL NEEDS

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

Is a nano-hybrid composite (contains particles of micro and nano-sized load) and a radiopaque, simplified color system (delivers the colors to enamel, dentin and incisal), and is designed to the functional and aesthetic restoration of anterior and posterior teeth; Features in the range of 40 nm particles to 2.0 µm average particle size of 0.7 µm, total of inorganic content by weight load between 77 and 78%;

Suitable for:

1. Occlusal Restorations, proximal and occlusal-proximal of small and medium size;
2. Restorations of anterior teeth class III, IV and V;
3. Direct composite resin Veneers;
4. Reattachment of tooth fragment;
5. Reducing or closing of diastema;
6. Correct and/or change the form and/or the color of one or several teeth;
7. Structural defects: amelogenesis imperfecta, hypoplasias, cervical lesions not enamel caries;
8. Deciduous teeth restorations;

The colors of enamel and dentin follow with fidelity the Vita Classical scale;

Easy identification of the colors through the letters: E (enamel), D (dentin) and Incisal;

Its mechanical properties meet the requirements of anterior and posterior restorations;

Excellent radiopacity;

Light curing:

- 20 seconds for enamel and incisal colors

- 40 seconds for dentine colors;

Excellent consistency, easy handling, no pulling wire;

Ergonomic packaging: cap attached to the syringe body;

Reduced sensitivity to light.

Packing with: syringe 4g.

LA RESINA IDEAL CON LA COLORACIÓN QUE EL PROFESIONAL NECESITA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Es un compuesto nanohíbrido (contiene partículas de carga micro y nanométricas) y radiopaco, con un sistema de color simplificado (ofrece colores para esmalte, dentina e incisal), y que se destina a la restauración funcional y estética de dientes anteriores y posteriores; Presenta partículas en el rango de 40nm a 2,0µm con tamaño medio de partículas de 0,7µm, contenido total de carga inorgánica en peso entre el 77 y el 78%;

Indicado para:

1. Restauraciones oclusales, proximales y ocluso-proximales de tamaño pequeño y medio;
2. Restauraciones de dientes anteriores clase III, IV y V;
3. Facetas directas en resina compuesta;
4. Pegado de fragmentos de dientes;
5. Reducción o cierre de diastemas;
6. Corregir y/o cambiar la forma y/o el color de uno o varios dientes;
7. Defectos estructurales: amelogénesis imperfecta, hipoplasias de esmalte, lesiones cervicales no cariosas;
8. Restauración de dientes deciduos;

Los colores de esmalte y dentina siguen con fidelidad la escala Vita Classical;

Fácil identificación de los colores a través de las letras:

E (esmalte), D (dentina) e Incisal;

Sus propiedades mecánicas cumplen a los requisitos de restauración en dientes anteriores y posteriores;

Excelente radiopacidad;

Fotopolimerización:

- 20 segundos para los colores de esmalte e incisal


- 40 segundos para los colores de dentina;

Excelente consistencia, fácil manejo, no tira hilo;

Embalaje ergonómico: tapa acoplada al cuerpo de la jeringa;

Reducción de la sensibilidad a la luz.

Embalaje con: 1 jeringa 4g.



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101037001	7898561542472	Aplic - EA1	01
0101037002	7898561542489	Aplic - EA2	01
0101037003	7898561542496	Aplic - EA3	01
0101037004	7898561542502	Aplic - EA3,5	01
0101037015	7898561541543	Aplic - EA4	01
0101037005	7898561542519	Aplic - EB1	01
0101037006	7898561542526	Aplic - EB2	01
0101037016	7898561541536	Aplic - EB3	01
0101037007	7898561542533	Aplic - EC2	01
0101037009	7898561542540	Aplic - DA1	01
0101037010	7898561542557	Aplic - DA2	01
0101037011	7898561542564	Aplic - DA3	01
0101037012	7898561542571	Aplic - DA3,5	01
0101037014	7898561542595	Aplic - DB2	01
0101037008	7898561542601	Aplic - INCISAL	01

RESIN WITH THE BEST COST - BENEFIT

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

Indicated for the procedures:

- Class III and V restorations
- Pit and fissure sealants
- Fillings and cavities base/liner
- Composite resin repairs (marginal sealing defects)
- Repair of enamel defects and restorations of primary teeth
- Fragmented teeth collages
- Has high fluidity to facilitate access to small cavities;**
- Does not flow out applied;**
- High mechanical strength;**
- Radiopaque;**
- Easy to handle;**
- High gloss;**
- Color stability and durability;**
- Packing with:** 1 syringe 2g + 5 tips.

LA RESINA CON EL MEJOR CUSTO - BENEFICIO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Indicado para los procedimientos:

- Utilizado en restauraciones de clases III y V
- Sellador de fósulas y fisuras
- Base/forrado bajo restauraciones y cavidades
- Reparación en resina compuesta (defectos marginales de restauraciones)
- Reparación de defectos de esmalte y restauraciones de dientes deciduos
- Pegado de fragmentos dentales
- Presenta alta fluidez, facilitando el acceso en pequeñas cavidades;**
- No se escurre del sitio que fue aplicado;**
- Elevada resistencia mecánica;**
- Radiopaca;**
- Fácil de manipular;**
- Alto PODER de brillo;**
- Estabilidad de color y durabilidad;**
- Paquete con:** 1 jeringa 2g + 5 puntas.

COLORS | COLORES:

- A1
- A2
- A3
- A3,5
- B2



CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101036001	7898561542359	Aplic flow - A1	01
0101036002	7898561542366	Aplic flow - A2	01
0101036003	7898561542373	Aplic flow - A3	01
0101036004	7898561542380	Aplic flow - A3,5	01
0101036005	7898561542397	Aplic flow - B2	01

AGILITY AND AESTHETICS ON A SINGLE PRODUCT!

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Prevents microinfiltration and loss of intracanal medicaments;
 - Used in dental Procedures:
 - 1. Dentistics
 - 2. Endodontics
 - 3. Prosthesis on Implant
 - 4. Orthodontics (posterior teeth)
 - Does not contain Eugenol;
- Package with:** 2 syringes 2g (each).

RAPIDEZ Y ESTÉTICA EN UN ÚNICO PRODUCTO!

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Previene la micro infiltración y la salida de medicamentos intra-canales;
 - Usado en procedimientos odontológicos:
 - 1. Dental
 - 2. Endodoncia
 - 3. Prótesis sobre Implante
 - 4. Ortodoncia (dientes posteriores)
 - No contiene Eugenol;
- Paquete con:** 2 jeringas 2g (cada).

COLORS | COLORES: A2 A3

Implant | Implante:

Temporary fence screw over implant | Sello temporal de tornillo sobre implante.



EN.: Implant screw sample.
ES.: Tornillo del implante de muestra.



EN.: Capping screw with Applic A2
ES.: Tornillo cubierto con Applic A2

Implant | Implante:

Temporary Fence fixed bridge screw | Vedamento temporário de parafuso de ponte fixa



EN.: Implant screw (fixed bridge) sample.
ES.: Tornillo del implante (puente fija) muestra;



EN.: Capping screw with Applic A2
ES.: Tornillo cubierto con Applic A2



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101021008	7898561541581	Applic - A2	01
0101021009	7898561541598	Applic - A3	01

EUGENOL | ZINC OXIDE

EUGENOL | ÓXIDO DE ZINC



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES EUGENOL

- Used in the composition of several dental products such as in zincoxide-eugenol pastes;
- Analgesic and Anti-septic;
- Good Biological compatibility influence on pulp repair and surgical wounds;
- Eugenol USP with 99.9% purity;
- Package with: 1 bottle 20mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS EUGENOL

- Usado en la composición de varios productos odontológicos como en las pastas de óxido de zinc;
- Analgésico y Antiséptico;
- Buena compatibilidad biológica Influencia en la reparación de la pulpa y de heridas quirúrgicas;
- Eugenol USP con 99,9% de pureza;
- Paquete con: 1 frasco 20mL.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES ZINC OXIDE

- Used for Mixing Provisional Cement and fine White powder;
- Bottle with: 50g.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS ÓXIDO DE ZINCO

- Usado para la manipulación de cemento provisional y polvo fino de color blanco;
- Frasco con: 50g

OBTUR



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- The Temporary restorative which is extremely important during endodontic procedures, especially when performing the root canal filling and after procedure;
- Excellent sealed margin;
- Service agility;
- Easy application and removal (bur/curette) Available in Normal and with Fluoride versions;
- Fluoride Version: Aids in place treated with sensitivity;
- Bottle with: 25g.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El obturador provisario que es extremadamente importante durante los procedimientos de endodoncia, especialmente cuando se cierra el canal después del procedimiento;
- Excelente sellado marginal;
- Agilidad de servicio;
- Fácil aplicación y extracción (broca/cureta);
- Disponible en las versiones normal y con flúor;
- Versión flúor: ayuda en el lugar tratado con sensibilidad;
- Frasco con: 25g.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101006001	7898938244695	Eugenol	12
0101011001	7898938244459	Zinc oxide Óxido de Zinc	0

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101021001	7898938244855	Obtur - Normal	-
0101021002	7898938244862	Obtur - Fluoride Flúor	-

DA

Dental Adhesive
Adhesiv Dental

BOND 2.1



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Indicated for the union between the enamel and the restoration materials;
- High adhesive strength;
- Easy-to-use, quick system;
- Incorporates two components, primer and adhesive agent, in a SINGLE BOTTLE,
- simplifying the clinical procedures;
- Ethanol-based solvent;
- Effective polymerization;
- Available in the quantities: 4 ml / 5 ml / 6 ml;

Package with:

- 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Indicado para permitir la unión entre el esmalte y los materiales de restauración;
- Elevada resistencia adhesiva;
- Sistema de uso fácil y rápido;
- Incorpora dos componentes, base y agente adhesivo en un ÚNICO FRASCO, simplificando los procedimientos clínicos;
- Solvente a base de Etanol;
- Polimerización eficaz;
- Disponible en las cantidades: 4ml / 5ml / 6ml;

Paquete con:

- 1 unidad.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101033001	7898561541550	4 mL	-
0101033002	7898561541796	5 mL	-
0101033003	7898561541802	6 mL	-

Co/Ag

Coupling Agent
Agente de Unión

SILANE SILANO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Increases the chemical adherence for adhesive cementation works;
- Chemical adhesion between materials:
 1. Ceromers
 2. Compound resins
 3. Fiberglass pin and ceramics
- Increases up to 30% of the adhesion capacity;

Package with:

- 1 bottle 5mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Aumenta la adhesión química para trabajos de cementación adhesiva;
- Adhesión química entre materiales:
 1. Cerómeros
 2. Resinas compuestas
 3. Perno de fibra de vidrio y cerámicas
- Aumenta hasta 30% de la habilidad de adhesión;

Paquete con:

- 1 frasco 5mL.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101030001	7898561540287	Silano	06

AUTOCLAVABLE TRAYS BANDEJAS AUTOCLAVABLES



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used for transport of instruments, organization of clinical objects, sterilization of instruments;
- Great STRENGTH for handling;
- Available in colors: Blue, Pink and White;
- Sterilization in Autoclave at 121°C;

Package with:

- 1 unit.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Utilizada para transporte de instrumentos, organización de objetos clínicos, esterilización de instrumentos;
- Gran RESISTENCIA para un buen manejo;
- Disponibles en los colores: Azul, Rosa y Blanco;
- Esterilización en Autoclave a 121°C;

Paquete con:

- 1 unidad.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102024003	7898561541949	22 x 09 x 1,5 cm - Blue I Azul	-
0102024001	7898561541956	22 x 09 x 1,5 cm - White I Blanco	-
0102024002	7898561541963	22 x 09 x 1,5 cm - Rosa I Rosa	-
0102024006	7898561541970	22 x 12 x 1,5 cm - Blue I Azul	-
0102024004	7898561541987	22 x 12 x 1,5 cm - White I Blanco	-
0102024005	7898561541994	22 x 12 x 1,5 cm - Pink I Rosa	-
0102024009	7898561542007	22 x 17 x 1,5 cm - Blue I Azul	-
0102024007	7898561542014	22 x 17 x 1,5 cm - White I Blanco	-
0102024008	7898561542021	22 x 17 x 1,5 cm - Pink I Rosa	-
0102024012	7898561542038	24 x 18 x 1,5 cm - Blue I Azul	-
0102024010	7898561542045	24 x 18 x 1,5 cm - White I Blanco	-
0102024011	7898561542052	24 x 18 x 1,5 cm - Pink I Rosa	-



PRACTICAL, SAFE AND 3X FASTER

PRÁCTICO, SAFE Y 3 X MAIS RÁPIDO

Characteristics and advantages:

Biological indicator to monitor steam sterilization cycles;
 Test result in 8h;
 The product is safe for health;
Package with: 10 bottles.

Características y ventajas:

Indicador biológico para seguimiento de ciclos de esterilización a vapor;
 Resultado de la prueba en 8h;
 Producto seguro a la salud;
Paquete con: 10 frascos.

Instructions | Modo de uso:


- EN.** Separate two Indicators from the same lot. 1 Test Ampoule and 1 Control Ampoule.
ES. Separe dos ampollas del indicador con mismo lote, 1 Ampolla Prueba y 1 Ampolla Control.



- EN.** Put 1/3 of the Test Ampoules inside the incubator and bend the superior part until the internal breaks.
ES. Introduzca 1/3 de las Ampollas Prueba en la incubadora y precione contra la pared hasta el rompimiento de la ampolla interna.



- EN.** Put the ampoule inside a sterilization envelope. Insert it inside the autoclave and perform the sterilization cycle. It will be the test ampoule.
ES. Acondicione una de las ampollas dentro del sobre de esterilización. Inserte en la autoclave y realice el ciclo de esterilización. Esta será la Ampolla Prueba.



- EN.** Hold the ampoule, as in the image above and give a slightly tap in the inferior part. Make sure that the paper disc was soak with the culture medium.
ES. Segure la ampolla, conforme la imagen arriba y de una ligera batida en la parte inferior. Se certifique de que el disco de papel fue empapado con el medio de



- EN.** Finished the sterilization cycle, open the envelope and take the Test Ampoule. The thermochromic strip (chemical indicator) should have altered its color from pink to brown.
ES. Terminado el ciclo de esterilización, retire la Ampolla Prueba del sobre. La tira termocromática (indicador químico) deberá ter alterado su color de rosa para marrón.



- EN.** Put the two ampoules (Test and Control) in the incubator for 8 hours.
ES. Ponga las dos ampollas (Prueba y Control) en la incubadora por 8 horas.


Results interpretation
Interpretación de los resultados

Before the Sterilization and Incubation
 Antes de la Esterilización y Incubación

Control | Controle



Test | Prueba



After the Sterilization and Incubation
 Despues de la Esterilización y Incubación

Control | Controle



Test | Prueba



CODE
CÓDIGO

BAR CODE
COD. BARRAS

PRODUCT
PRODUCTO

MIN SHIPPING
MIN DESPACHO

0101039004 7898561540461

Bio-indicador 8h

PRACTICAL, SAFE AND FASTER

PRÁCTICO, SAFE Y MAIS RÁPIDO

Characteristics and advantages:

Biological indicator to monitor steam sterilization cycles;
Test result in 24h;
The product is safe for health;
Package with: 10 bottles.

Características y ventajas:

Indicador biológico para seguimiento de ciclos de esterilización a vapor;
Resultado de la prueba en 24h;
Producto seguro a la salud;
Paquete con: 10 frascos.

Instructions | Modo de uso:



- EN.** Separate two Indicators from the same lot. 1 Test Ampoule and 1 Control Ampoule.
ES. Separe dos ampollas del indicador con mismo lote, 1 Ampolla Prueba y 1 Ampolla Control.



- EN.** Put 1/3 of the Test Ampoules inside the incubator and bend the superior part until the internal breaks.
ES. Introduzca 1/3 de las Ampollas Prueba en la incubadora y precione contra la pared hasta el rompimiento de la ampolla interna.



- EN.** Put the ampoule inside a sterilization envelope. Insert it inside the autoclave and perform the sterilization cycle. It will be the test ampoule.
ES. Acondicione una de las ampollas dentro del sobre de esterilización. Inserte en la autoclave y realice el ciclo de esterilización. Esta será la Ampolla Prueba.



- EN.** Hold the ampoule, as in the image above and give a slightly tap in the inferior part. Make sure that the paper disc was soak with the culture medium.
ES. Segure la ampolla, conforme la imagen arriba y de una ligera batida en la parte inferior. Se certifique de que el disco de papel fue empapado con el medio de



- EN.** Finished the sterilization cycle, open the envelope and take the Test Ampoule. The thermochromic strip (chemical indicator) should have altered its color from pink to brown.
ES. Terminado el ciclo de esterilización, retire la Ampolla Prueba del sobre. La tira termocromática (indicador químico) deberá ter alterado su color de rosa para marrón.



- EN.** Put the two ampoules (Test and Control) in the incubator for 24 hours.
ES. Ponga las dos ampollas (Prueba y Control) en la incubadora por 24 horas.



Results interpretation

Interpretación de los resultados

Before the Sterilization and Incubation
Antes de la Esterilización y Incubación

Control | Controle



Test | Prueba



After the Sterilization and Incubation
Después de la Esterilización y Incubación

Control | Controle



Test | Prueba



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101039001	7898561542632	Bio-indicador 24h	-

DISPOSABLE SURGICAL ASPIRATOR

EYECTOR QUIRÚRGICO DESECHABLE



ASPIRATOR WITH BONE COLLECTOR

EYECTOR CON COLECTOR DE HUESO



Ac

Accessories Accesorios

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used in all dental surgery.
- Packaging Sterilized individually (Ethylene oxide);
- Air exits for Constant suction;
- Fine tip, adapts to the cavity;
- **Package with:** 20 aspirators
- **Package with:** 40 aspirators

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Usado en todas las quirúrgicas odontológicas.
- Embalaje Esterilizado individualmente (óxido de Etileno);
- Salida de aire para la succión constante;
- Punta fina, que se adapta en la cavidad;
- **Paquete con:** 20 eyectores
- **Paquete con:** 40 eyectores

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Avoids the bone particles damaging the Suction tube.
- Packaging Sterilized individually (Ethylene oxide);
- 2 Collectors per packaging / Perfect fit in hose;

Package with:

- 10 aspirator + 10 Filters

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Evita que las partículas óseas dañan el tubo de succión.
- Embalaje Esterilizado individualmente (óxido de Etileno);
- 2 Colectores por embalaje / Perfecto encaje en la manguera;

Paquete con:

- 10 eyectores + 10 Filtros

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102003001	7898938244220	With 20 units Con 20 unidades	-
0102003002	7898938244237	With 40 units Con 40 unidades	-

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102003005	7898938244732	With 20 units Con 20 unidades	-

THERMAL BAG HOT AND COLD

COMPRESSA TÉRMICA CALIENTE Y FRÍA



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Indicated for aiding treatment of painful processes in general.
- Enables the establishment of a proper interproximal contact with adjacent teeth;
- Transparent product, allowing the passage of light during the polymerization of restorative material.

Package with:

- 10 Thermal bags of 100g each.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Indicado para tratamiento secundario de los procesos dolorosos en general.
Usado para el tratamiento de:
- Implantodontía / Periodoncia / Procesos hemorrágicos
- Tratamiento quirúrgico / Procesos inflamatorios
- Procesos traumáticos;
- Puede ser usado en compresa FRÍA Y compresa CALIENTE;
- Producto reutilizable;

Paquete con:

- 10 bolsas Térmicas de 100g cada.

Dimensions | Dimensiones



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101031001	7898561541734	With 10 units Con 10 unidades	-

CLIPS FOR BIBS

PRENDEDOR DE SERVILLETAS



Accessories Accesorios

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Product used in clinics.
- Chain with interwoven links;
- Holder Length: 45cm;

Package with:

- 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Producto usado en clínicas.
- Cadena con eslabones trenzados;
- Tamaño del sujetador: 45cm;

Paquete con:

- 1 unidad.

Dimensions | Dimensiones



CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0104017001	7898561541482	With 10 unit Con 1 unidad	-

PINO MAQUIRA**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Indicated for intraradicular molding of metal nucleus;
- Differentiated pin design, better retention of the molding material;
- Time saving for the professional;
- Package with: 50 pins.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Indicado para impresión intra-radicular y confección del núcleo metálico;
- Diseño del perno diferenciado, mejor retención del material de impresión;
- Economía de tiempo al profesional;
- Paquete con: 50 pernos.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0108001001	7898561540218	Pino Maquira	01

**MAXDAM GINGIVAL BARRIER
MAXDAM BARRERA GINGIVAL**

CE

**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Protects the tissues from direct contact with hydrogen peroxide or bleaching gel;
- Light cure-gel-based gingival barrier;
- High sealing power. Best viscosity for easy handling;
- When removed comes out in full;
- Does not cause irritation in the gum;
- Light Curing from 20 until 30 seconds.

Package with:

- 1 syringe of 2g + 3 Tips.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Protege los tejidos del contacto del peróxido de hidrógeno o gel blanqueador;
- Barrera gingival fotopolimerizable a base de gel;
- Gran poder de sellado. Mejor viscosidad para fácil manejo;
- Al ser removido sale por entero;
- No causa irritación en la encía;
- Fotocurado de 20 a 30 segundos.

Paquete con:

- 1 jeringa de 2g + 3 Puntas.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0108002001	7898561540258	Blue & Acid Green 1 Vials	01
0108003001	7898561540267	01	01

PUMICE STONE

PIEDRA POME



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Indicated for cleaning and dental polishing;
- Used on surfaces:
 1. Dental Enamel
 2. Cohesive Gold
 3. Amalgam
 4. Acrylic Resin
- Extremely fine powder;
- Bottle with: 100g.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Indicada para la limpieza y pulido dental
- Utilizado en superficies:
 1. Esmalte dental
 2. Oro cohesivo
 3. Amalgama
 4. Resina acrílica
- Polvo extrafino;
- Frasco con: 100g.

BICARBONATE AIRON

BICARBONATO AIRON



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Sodium bicarbonate for prophylaxis;
- Excellent interproximal cleaning (space between the teeth);
- Excellent Sub-Gingival cleaning (gum which covers the tooth);
- Extremely fine bicarbonate powder (granulometry 125µm);
- Complete interproximal cleaning;
- Does not cause bleeding of healthy gums;
- Packages with: 15 sachets / 24 sachets
- Bottles with: 100g / 200g / 500g

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Bicarbonato de sodio para profilaxis.
- Óptima limpieza en las Inter-proximales (espacio entre los dientes);
- Óptima limpieza en la Sub-Gingival (encía que cubre el diente);
- Polvo de bicarbonato extra fino (granulometría 125µm);
- Completa limpieza en los inter-proximales;
- No causa sangrado de las encías sanas;
- Paquetes con: 15 sachets / 24 sachets
- Frascos con: 100g / 200g / 500g

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101010001	7898938244596	Pumice Stone Piedra Pomez -	

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0104010001	7898938200626	100g - Natural / Neutral	
0104010011	7898938201019	100g - Strawberry / Fresa	
0104010012	7898938200675	200g - Natural	
0104010013	7898938200682	200g - Strawberry / Fresa	
0104010014	7898938200699	500g - Natural	
0104010015	7898938200705	500g - Strawberry / Fresa	
0104010016	7898938200712	Box 15 sachets Natural / Caja 15 sachets Natural	
0104010021	7898938200743	Box 15 sachets Strawberry / Caja 15 sachets Fresa	
0104010022	7898938200750	Box 24 sachets Natural / Caja 24 sachets Natural	
0104010023	7898938200767	Box 24 sachets Strawberry / Caja 24 sachets Fresa	

PASTE SHINE
PASTA SHINE

CE

**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Abrasive paste indicated for oral prophylaxis and plaque removal.
- Oil free formulation;
- Appropriate texture;
- It does not damage the Counter Angle;
- Package with: 1 paste 90g.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Pasta abrasiva indicada para prevención oral y remoción de la placa bacteriana.
- Formulación libre de aceite;
- Textura adecuada;
- No dañina el Contra Ángulo;
- Paquete con: 1 pasta 90g.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101013001	789893824435	Mint Menta	28
0101013002	789893824411	Tutt-frutti	28

DIAMOND UNIVERSAL

CE

**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Universal polishing paste.
- Excellent polishing and shine on:
 1. Porcelain
 2. Dental enamel
 3. Resins
 4. Composites
- Diamonds with Extremely Fine Granulation from 2 to 4 µm;
- Excellent viscosity, without undergoing any alteration with heat;
- Easy Application / Direct Use;

Paquete con:

- 1 syringe with 2g.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Pasta de pulimento universal.
- Excelente pulido y brillo en:
 1. Porcelana
 2. Esmalte dental
 3. Resinas
 4. Composites
- Diamantes con es Granulación Extrafina de 2 a 4 µm;
- Óptima viscosidad, no sufre alteración con el calor;
- Fácil Aplicación / Uso Directo.

Paquete con:

- 1 jeringa con 2g.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101010400	789893824488	DIAMOND UNIVERSAL	00

MAQSPRAY 100 mL



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Prevents oxidation cleans and protects handpieces.
- Compatible with all the equipment;
- Low viscosity and non-toxic mineral oil;
- It tolerates high temperatures (sterilizing temp.) without losing its antioxidant and lubricant properties;
- Available in high and low speed.

Bottle with:

- 100 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Previene oxidaciones, limpia y protege piezas de mano.
- Compatible con todos los equipos;
- Aceite mineral no tóxico de baja viscosidad;
- Soporta altas temperaturas de esterilización sin perder sus propiedades antioxidante y lubricante;
- Disponible en baja y alta rotación.

Frasco con:

- 100 mL.

MAQUIRA SPRAY 200 mL



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Prevents oxidation cleans and protects handpieces.
- Tips for High and Low speed;
- Compatible with all the equipments;
- Low viscosity and non toxic mineral oil;
- Prevents oxidation, cleans and protects handpieces;
- It tolerates high temperatures (sterilizing temp.) without losing its antioxidant and lubricant properties.

Bottle with:

- 200 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Previene oxidaciones, limpia y protege piezas de mano.
- Punta para Alta y Baja rotación;
- Compatible con todos los equipos;
- Aceite mineral no tóxico de baja viscosidad;
- Previene oxidaciones, limpia y protege piezas de mano; Soporta altas temperaturas de esterilización sin perder sus propiedades antioxidante y lubricante.

Frasco con:

- 200 mL.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0103003001	7898938244169	High speed Alta rotación	12
0103003002	7898561541666	Low Speed Baja Rotación	12
0103003004	7898561541673	High/Low speed Alta/Baja rotación	12

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0103003003	7898938244060	Maquira spray	12

CLORHEXIDINE GEL I SOLUTION

CLORHEXIDINA GEL I SOLUCIÓN



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

Agent for disinfection.

- Indicated for disinfection of:
- 1. cavity and prosthetic preparation
- 2. disinfection of prosthetic parts
- 3. extraoral antisepsis
- 4. instrument asepsis
- 5. antisepsis of the hands
- Easy application product ready for use;
- Gel with adequate viscosity, does not drain;
- **Package with:** 2 syringes of 3 g;
- **Package with:** 1 bottle of 200 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Agente para desinfección.
- Indicado para desinfección de:
- 1. Preparación cavitaria y protésico
- 2 Desinfección de piezas protésicas
- 3. Antisepsia extraoral
- 4. Asepsia de instrumentales
- 5. Antisepsia de las manos
- Fácil aplicación producto listo para uso;
- Gel con viscosidad adecuada, no escurre;
- **Paquete con:** 2 jeringas con 3g;
- **Paquete con:** 1 frasco con 200 mL.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101001001	7898561540299	Solution I Solución Gel	12
0101001002	7898938244294		03

EDTA TRISODIUM GEL I SOLUTION

EDTA TRISÓDICO GEL I SOLUCIÓN



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Removes the smear layer Prepares the dentin wall for adhesion of filling materials.
- Most effective chelating agent;
- Widens radicular canals;
- Removes the smear layer Prepares the dentin wall for adhesion of filling materials;
- Facilitates to input endodontic files instrumentation;
- **Package with:** 2 syringes of 3 g;
- **Package with:** 1 bottle of 20 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Facilita la entrada de limas para instrumentación endodoncia en conductos atresiados.
- Más efectivo agente quelante;
- Alarga canales radiculares;
- Prepara la pared dentinaria para la adhesión de materiales obturadores;
- Facilita la entrada de limas para instrumentación endodoncia en conductos atresiados;
- **Paquete con:** 2 jeringas con 3g;
- **Paquete con:** 1 frasco con 20 mL.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101025001	7898938244992	Solution I Solución Gel	12
0101025002	7898561540010		13

IODOFORM YODOFORMO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Indicated for treatment of refractory periapical lesions.
- Anti-microbial agent;
- Highly radiopaque;

Package with:

- 1 bottle of 10 g.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Indicado para tratamiento de lesiones periağıales refractarias.
- Agente antimicrobiano;
- Altamente radiopaco;

Paquete con:

- 1 frasco con 10 g.

CALCIUM HYDROXIDE P.A. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Intrapulp canal medicament by 100% pure calcium hydroxide in powder.
- Promotes periapical repair by the deposition of mineralized tissue;
- Stimulates the formation of the dentin repair;

Package with:

- 1 bottle of 10 g.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Medicación intracanal compuesta por 100% de hidroxido de Calcio puro en la forma de polvo.
- Favorece el reparo periağıal con la deposición de tejido mineralizado;
- Estimula la formación de la dentina reparadora;

Paquete con:

- 1 frasco con 10 g.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101028001	7898561540201	Iodoformio	06

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101027001	7898561540195	Calcium Hydroxide Hidróxido de calcio	12

EUCALIPTOL**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Used to dissolve the gutta-percha.
- Essential oil of the eucalyptus;
- Completely insoluble in water;
- Has anti-bacterial activity.

Package with:

- 1 bottle of 10 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Utilizado para disolver el gutta percha.
- Aceite esencial de eucalipto;
- Completamente insoluble en agua;
- Presenta actividad antibacteriana.

Paquete con:

- 1 frasco con 10 mL.

ORANGE OIL
ACEITE DE NARANJA**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Used to dissolve the gutta-percha.
- Completely insoluble in water;
- Has anti-bacterial activity;
- Pleasant orange aroma;
- Quicker action;

Package with:

- 1 bottle of 10 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Utilizado para disolver el gutta percha.
- Completamente insoluble en agua;
- Presenta actividad antibacteriana;
- Aroma agradable de naranja;
- Acción rápida;

Paquete con:

- 1 frasco con 10 mL.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101007001	7898938244688	Eucalipto	12

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101015001	7898938244107	Orange oil I Aceite de Nar.	12

FORMOCRESOL**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Neutralizes bacteria present in the root canal;
- Indicated for treatment of deciduous teeth;
- Anti-microbial agent;
- Easy to apply (Direct use);
- Less toxic than Tricresol Formalin;

Package with:

- 1 bottle of 10 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Neutraliza bacterias presentes en el canal radicular;
- Indicado para tratamiento de dientes deciduos;
- Agente antimicrobiano;
- Fácil aplicación (Uso directo);
- Menos tóxico que el Tricresol Formalina;

Paquete con:

- 1 frasco con 10 mL.

TRICRESOL FORMALIN
TRICRESOL FORMALINA**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Disinfectant agent used as delay dressing;
- Used as delay dressing in the pulp chamber of permanent teeth with pulp necrosis and with incomplete chemical-mechanical preparation of the canal;
- Less toxic than Formaldehyde;

Package with:

- 1 bottle of 10 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Agente desinfectante usado como curativo de demora;
- Usado como curativo de demora en la cámara pulpar de dientes permanentes con necrosis pulpar y con preparo químico-mecánico incompleto del canal;
- Menos tóxico que el Formaldehído;

Paquete con:

- 1 frasco con 10 mL.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101028001	7898561540201	Iodofórmio	12

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101009001	7898938244718	Tric. Formalin Tric. Formalina	12

CAMPHORATE PARAMONOCHLOROPHENOL

PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Antiseptic and analgesic agent used as intra-canal medication;
- Volatile (gas that spreads into the canal);

Package with:

- 1 bottle of 20 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Agente antiséptico y analgésico usado como medicamento intracanal;
- Volátil (gas que se extiende en el canal);

Paquete con:

- 1 frasco con 20 mL.

STOP DE SILICONE



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used for marking measures on endodontic files;
- Sterilization in Autoclave at 121°C;

Package with:

- 100 units.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Usada para la marcación de la medida en limas endodoncias y brocas;
- Esterilización en Autoclave a 121°C;

Paquete con:

- 100 unidades.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101029001	7898561540263	Paramonochlorophenol Paramonoclorofenol	12

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0110001001	7898561541529	Stop de silicone	01

FILE STAND ESPONJERO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used as support for holding and cleaning endodontic files;
- Material resistant to sterilization processes in oven and autoclave;
- Disposable and replaceable refill with 50 units;
- Sterilization in Autoclave at 121°C;
- Available in: Aluminium and plastic.

Package with:

- 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Usado como soporte de apoyo y limpieza de limas endo;
- Material resistente a los procesos de esterilización en autoclave;
- Disponible repuesto en paquete con 50 unidades;
- Esterilización en Autoclave a 121°C;
- Disponible en: aluminio y plástica.

Paquete con:

- 1 unidad.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102013001	7898938244992	Plastic I Plastico - Blue I Azul	01
0102013004	7898561540010	Plastic I Plastico - Pink I Rosa	01
0104010001	7898561541437	Aluminum I Aluminio	01
0104009001	7898561541420	Refill I Repuesto	01

ASPIRATOR ENDO FLEX EYECTOR ENDO FLEX



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Aids in the section of endodontic irrigation liquids and blood during endodontic procedures;
- Multidirectional Flexible tip, adjustable according to the needs of the professional;
- Extra fine tip, easier introduction into the root canal of difficult access;
- Individual sterile package (ethylene oxide).

Package with:

- 10 aspirators.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ayuda en succión de líquidos de irrigación y sangre durante los procedimientos de endodoncias;
- Punta flexible multidireccional, ajustable de acuerdo con las necesidades del profesional;
- Punta extra fina, más fácil introducción en el conducto radicular de difícil acceso;
- Envase estéril individual (óxido de etileno).

Paquete con:

- 10 eyectores.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102003007	7898561542724	Aspirator I Eyector endo flex	01

ENDODONTIC RULER REGLA DE ENDODONCIA



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used to measure endodontic files;
- Material resistant to sterilization processes;
- Sterilization in autoclave at 121°C;
- Available in: Aluminium and plastic;

Package with:

- 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Usada para medir limas endodoncias;
- Material resistente a procedimientos de esterilización;
- Esterilización en autoclave a 121°C;
- Disponible en: Aluminio y plástico.

Paquete con:

- 1 unidad.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102006002	7898938244664	Plastic Plástico	-
0104011001	7898938244657	Aluminium Aluminio	-

ENDO ICE



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Pulp vitality spray solution;
- Menthol flavor;
- Features cooling agent (-50° C).

Package with:

- 200 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Spray para prueba de vitalidad pulpar;
- Aroma mentolado;
- Presente agente de enfriamiento (-50° C).

Embalaje con:

- 200 mL.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0103001001	7898938244015	Endo ice	12

HIDROX-CAL

LIGHT CURING CALCIUM HYDROXIDE

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZABLE

**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Has the function of Protective Liner on restorative materials;
- Opacifier of reacational Dentin and metal;
- Exposure time: 20 sec for light cure;
- High resistance to phosphoric acid;
- Material easy to handle;
- Radiopaque / Does not contain Eugenol;
- Adhesiveness on metallic surfaces;
- Does not cause alteration of color in the restoration, as it does not react with the Bis-GMA (referring to resin contraction).

Package with:

- 1 syringe with 2g.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Posee la función de forración protectora bajo a los materiales restauradores;
- Opacificante de metal y Dentina reacional;
- Tiempo de exposición: 20 seg para fotocurar;
- Alta resistencia al ácido fosfórico;
- Material de fácil manoseo;
- Radiopaco / No contiene Eugenol;
- Adhesión a superficies metálicas;
- No causa alteración de color en la restauración, porque no reacciona con el Bis-GMA (referente a la contracción de las resinas).

Paquete con:

- 1 jeringa con 2g.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101027003	7898561541543	White I Blanco	-
0101027002	7898561541536	Dentin I Dentina	-

PLASTIC SPATULA I IMPRESSION TRAY

ESPATULA PLASTICA I CUBETA PLÁSTICA

**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Plastic spatula is produced from pure thermoplastic resins;
- Imported model.
- Used with any type of alginate;
- Holes with greater retention of the molding materials;
- Sterilization in Autoclave at 121°C;
- Available in Upper and Lower:
 - Nº 1 / Nº 2 / Nº 3 / Nº 4 / Nº 5 / Nº 6 / Nº 7 / Nº 8

Package with:

- 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Espátula plástica es fabricada de resinas termoplásticas puras;
- Modelo importado;
- Usado con cualquier tipo de alginato;
- Mayor retención de los materiales de impresión;
- Esterilización en Autoclave a 121°C;
- Disponible en Superior y Inferior:
 - Nº 1 / Nº 2 / Nº 3 / Nº 4 / Nº 5 / Nº 6 / Nº 7 / Nº 8

Paquete con:

- 1 unidad.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102012001	7898561540942	Blue I Azul	25
0102012004	7898561540973	Pink I Rosa	25
0102005001	7898561540713	Nº 1 Upper and Lower / Superior inferior	10
0102005002	7898561540720	Nº 2 Upper and Lower / Superior inferior	10
0102005003	7898561540737	Nº 3 Upper and Lower / Superior inferior	10
0102005004	7898561540744	Nº 4 Upper and Lower / Superior inferior	10
0102005005	7898561540751	Nº 5 Upper and Lower / Superior inferior	10
0102005006	7898561540768	Nº 6 Upper and Lower / Superior inferior	10
0102005007	7898561540775	Nº 7 Upper and Lower / Superior inferior	10
0102005008	7898561540782	Nº 8 Upper and Lower / Superior inferior	10
0102005009	7898561540799	KIT Nº 1-8	10

MIXING BOWL TAZA MESCLADORA



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used for mixing dental products..
- Available in the following colors: Blue and Pink;
- Available in the following sizes: Small / Medium / Large;
- Flexible Material.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Usado para la manipulación de productos odontológicos.
- Disponible en colores: Azul y Rosa;
- Disponibles en los tamaños: Pequeña / Media / Grande;
- Material Flexible.

DIMENSIONS | DIMENSIONES

LARGE GRANDE	
MEDIUM MÉDIA	
SMALL PEQUEÑA	

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102004003	7898561540621	Grande - Azul Large - Blue	01
0102004013	7898561540904	Grande - Rosa Large - Pink	01
0102004006	7898561540652	Média - Azul Medium - Blue	01
0102004014	7898561540911	Média - Rosa Medium - Pink	01
0102004009	7898561540683	Pequeña - Azul Small - Blue	01
0102004015	7898561540928	Pequeña - Rosa Small - Pink	01

ALGI-GEL 410g | 454g

CE



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Alginate for total or partial impressions of dental arches.
- Tutti-Frutti flavor;
- Great consistency (low flow), avoiding discomfort to patients;
- Dust free product;
- High fidelity in reproducing the details;
- Excellent elasticity and great compatibility with plasters;
- Material holding time from 1'50" to 2'20";
- Package with: 410g
- Package with: 454g

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Alginato para impresiones totales o parciales de los arcos dentales.
- Sabor Tutti-Frutti;
- Óptima consistencia (bajo flujo), evitando desaliento a los pacientes;
- Producto libre de polvo;
- Alta fidelidad de reproducción de los detalles;
- Excelente elasticidad y óptima compatibilidad con yesos;
- Tiempo de presa del material de 1'50" a 2'20";
- Paquete con: 410g
- Paquete con: 454g

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101038001	7898561541826	Algi-gel 410 g	20
0101038002	7898561542762	Algi-gel 454 g	20

HEMOPARE CE**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- The product aids in hemostasis and gingival retraction;
- Aids in preparing cavities for restorations and dental prostheses;
- The conditioned tissue is reestablished within 1 hour;
- Does not contain epinephrine.

Package with:

- 1 bottle of 10 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El producto ayuda en la hemostasia y retracción Gingival;
- Ayuda en las preparaciones de cavidades de restauraciones y de prótesis dental;
- Los tejidos acondicionados se restablecen después de 1 hora;
- No contiene epinefrina;

Paquete con:

- 1 frasco con 10 mL.

RETRACTOR CE**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Hilo de retracción y separación gingival;
- Made of 100% cotton, not impregnated;
- Knitted cord shows more flexibility;
- Greater absorption of hemostatic substances;
- Thin cord facilitating the gingival retraction procedure;
- Packaging with cutting area.

Package with:

- 1 bottle 200 cm.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Hilo de retracción y separación gingival;
- Fabricado 100% en algodón, no impregnado;
- Hilos tricotados con más maleabilidad;
- Mayor absorción de sustancias hemostáticas;
- Hilo fino que permite el procedimiento de retracción gingival;
- Caja diferenciada (Área de corte).

Paquete con:

- 1 frasco 200 cm.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101002004	789893824404	Hemopare	12

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0107003001	7898938244893	#000	06
0107003002	7898938244909	#00	06
0107003003	7898938244916	#0	06
0107003004	7898938244923	#1	06
0107003005	7898938244930	#2	06



FIX

Light curing orthodontic adhesive with fluorescent tracker
Adhesivo ortodóntico fotocurable con rastreador fluorescente

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES:

- Fix is a light-curing orthodontic adhesive for fixing brackets to the surface of the dental enamel;
- Suitable for bonding brackets: Metal, Ceramic and Polycarbonate
- It has adhesive and bond incorporated to the cement;
- Fluorescent Tracker: When the Fix receives UV (ultra violet) energy it emits fluorescent light that allows to distinguish the material from the enamel, facilitating the removal of the cement in a selective way with the aid of multilaminated drills;
- Contains fluorine in its composition;
- Photopolymerizable (20 sec);

Package with:

- 1 syringe with 4g

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- El Fix es un adhesivo ortodóntico fotopolimerizable para fijación de brácteos a la superficie del esmalte dental;
- Indicado para el pegado de brackets: Metal, Cerámico y Policarbonato
- Posee adhesivo y bond incorporado al cemento;
- Rastreador Fluorescente: cuando el Fix recibe energía UV (ultra violeta) el mismo emite luz fluorescente que posibilita distinguir el material del esmalte, facilitando la remoción del cemento de modo selectivo con el auxilio de brocas multilaminadas;
- Contiene flúor en su composición;
- Fotopolimerizable (20 seg);

Paquete con:

- 1 jeringa con 4g

INSTRUCTIONS | MODO DE USO

- 1  EN. After cleaning the dental surface, the conditioning is performed with 37% phosphoric acid from 15 to 20 sec.
ES. Después de la limpieza de la superficie dental, se realiza el acondicionamiento con ácido fosfórico 37% de 15 a 20 seg.
- 2  EN. Apply FIX to the base of all brackets.
ES. Aplicación del FIX en la base de todos los bráctiles.
- 3  EN. Bracket positioning and excess adhesive removal, photopolymerization for 20 sec.
ES. Posicionamiento del brazalete y remoción del exceso del adhesivo, fotopolimerización por 20 seg.
- 4  EN. Removal of excess resin around the bracket and checking with the aid of floss if all contacts are free after installation of the bow.
ES. Eliminación del exceso de resina alrededor del brácte y verificación con ayuda del hilo dental si todos los contactos están libres, después de la instalación del arco.
- 5  EN. FIX also contains fluorescent tracer, allowing the removal of the adhesive at the end of treatment.
ES. FIX también contiene rastreador fluorescente, permitiendo la remoción selectiva del adhesivo al final del tratamiento.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0130010001	7898561542731	Fix	01 - 3006.40.11

RETAINER BOX

CAJA PORTA APARATO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Aromatized retainer box.
- Measures:
- Width: 6,8 cm | Length: 9,5 cm | Height: 4,5 cm (Closed Box);
- **Package with:** 10 units.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Caja porta aparato aromatizada.
- Medidas:
- Largura: 6,8 cm | Longitud: 9,5 cm | Altura: 4,5 cm (Caja Fechada);
- **Paquete con:** 10 unidades.

■ Multicolors Package | Multicores Paquete:

PINK|Rosa ORANGE|Naranja GREEN|Verde YELLOW|Amarillo BLUE|Azul



■ 1 color package | paquete de 1 color:

BLUE|Azul SILVER|Plata PINK|Rosa WHITE|Blanco



CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102007008	7898938244770	Multicolors Multicores Blue Azul	50
0102007002	7898938244756	White Blanco	10
0102007003	7898938244763	Silver Plata	10
0102007007	7898561540829	Pink Rosa	10
0102007009	7898938244787		

ELASTIC BAND CASE

CAJA PORTA ELASTICO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used for storing intraoral, extraoral orthodontic elastics;
- Case for Orthodontic Elastics is produced from pure thermoplastic resins;
- **Package with:** Multi color 10 units.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Usada para el almacenamiento de elásticos intraoral/extrorral;
- Caja para Elástico es fabricada de resinas termoplásticas puras;
- **Paquete con:** 10 unidades multi colores.

■ Multicolors | Multicores:

PINK|Rosa ORANGE|Naranja GREEN|Verde YELLOW|Amarillo BLUE|Azul



CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102017003	7898561541062	10	-

ORTHODONTIC WAX CE & FLOSS THREADERS

CERA ORTODONTICA & PASADOR DE HILO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES ORTHODONTIC WAX

- Paraffin-based wax for protection of brackets and other retentive components of fixed orthodontic appliances;
- Flexible, making it easy to apply;
- **Packing with:** 10 organizers with 5 wax sticks each.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CERA ORTODONTICA

- Cera a base de parafina para protección de bracktes y otros componentes retentivos de aparatos de ortodoncia fijos;
- Flexible, facilitando su aplicación;
- **Embalaje con:** 10 organizadores con 5 bastones de ceras cada.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES FLOSS THREADERS

- The conductors are fine and White;
- Indicated for fixed Bridge and fixed Appliance;
- **Package with:** 10 box with 50 units;
- **Package with:** 50 units.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PASADOR DE HILO

- Los hilos son finos y blancos;
- Indicado para Puentes fijos y Aparatos fijos;
- **Paquete con:** 10 caja con 50 unidades;
- **Paquete con:** 50 unidades.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0105001001	7898938244725	Orthodontic wax Cera Ortodon.	50
0102011002	7898561540935	Floss Threaders 10 Box Passador de Hilo 10 Caja	1/50
0102011001	7898938244527	Floss Threaders 50 Units Passador de Hilo 50 Unidades	1/50

MAQUINOX



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Adjustable part, to control strength during the treatment;
- Excellent adaptation to the patient's face;
- Recommended for orthopedic protraction of the maxilla (maxillary protraction);
- Colors: blue, pink and silver;
- **Package with:** 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Pieza ajustable, control de fuerza durante el tratamiento;
- Excelente adaptación para la cara del paciente;
- Recomendada para la prolongación de la ortopedia maxilar (protracción maxilar);
- Colores: azul, Rosa y prata;
- **Paquete con:** 1 unidad.

▪ COLORS | COLORES:



CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102023001	7898561541284	Maquinox - Blue I Azul	01
0102023003	7898561541277	Maquinox - Pink I Rosa	01
0102023002	7898561541260	Maquinox - Silver I Plata	01
0102023004	7898561541291	Adesivo - Blue I Azul	01
0102023006	7898561541307	Adesivo - Pink I Rosa	01
0102023005	7898561541314	Adesivo - Silver I Plata	01

FILM HOLDER ENDO + POSICIONADOR DE FILME ENDO +



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used to Position radiographic films, chemical disinfection.
- Is a product used to assist in the orientation of the angle of the X-ray unit dental procedures in:
 1. Periodontics | 2. Endodontics | 3. Implantology
- Disinfection by chemical process;
- Saves time and radiographic films.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Utilizado para ayudar en la orientación del ángulo de los procedimientos:
- 1. Periodoncia | 2. Endodoncia | 3. Implantología
- Desinfección por un proceso químico;
- Ahorro de tiempo y películas radiográficos.

Film Holder Endo + Package kit with Chemical or Autoclavable

1 Positioner for upper and lower incisors and canines
 1 Positioner right upper molar and left lower molar
 1 Positioner left upper molar and lower right molar
 1 Positioner for implantology
 (right upper molar and left lower molar)
 1 Positioner for implantology
 (left upper molar and lower right molar)
 1 Pot for storage
 5 Bite devices

FILM HOLDER ENDO + POSICIONADOR DE FILME ENDO +



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used to Position radiographic films, sterilization autoclave.
- Is a product used to assist in the orientation of the angle of the X-ray unit dental procedures in:
 1. Periodontics | 2. Endodontics | 3. Implantology
- Sterilization in Autoclave at 121°C;
- Saves time and radiographic films.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Es un producto utilizado para ayudar en la orientación del ángulo de los procedimientos:
- 1. Periodoncia | 2. Endodoncia | 3. Implantología
- Esterilización en autoclave a 121°C;
- Ahorro de tiempo y películas radiográficos.

Posicionador de Filme Endo + paquete kit con: Química o Autoclavable

1 Posicionador para incisivos y caninos superiores e inferiores
 1 Posicionador para molar superior derecho e inferior izquierdo
 1 Posicionador para molar superior izquierdo e inferior derecho
 1 Posicionador para Implantología
 (molar superior derecho e inferior izquierdo)
 1 Posicionador para Implantología
 (molar superior izquierdo e inferior derecho)
 1 Pote para almacenamiento
 5 Dispositivos para mordida

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102009010	7898938244985	Endo + Chemical Químico	01

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102009009	7898938244435	Endo + Autoc.	01

FILM HOLDER CONE

POSICIONADOR DE FILME CONE



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used to Position radiographic films, chemical desenflection;
- Clear photographic image;
- Saves time and radiographic films;
- Periapical diagnostic;
- Disinfection by chemical process.

Film Holder Package kit with Chemical or Autoclavable

1 Positioner for upper and lower incisors and canines
 1 Positioner right upper molar and lower left molar
 1 Positioner left upper molar and lower right molar
 1 Positioner for BITE WINGS interproximal radiographs
 1 Pot for storage and 3 Bite devices

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Posicionador de películas radiográficas, desinfección química;
- Imágenes fotográficas nítidas;
- Ahorro de tiempo y películas radiográficas;
- Diagnóstico periapical;
- Desinfección por proceso químico;

Posicionador de Filme paquete kit con: Química o Autoclavable

1 Posicionador para incisivos y caninos superiores e inferiores
 1 Posicionador para molar superior derecho e inferior izquierdo
 1 Posicionador para molar superior izquierdo e inferior derecho
 1 Posicionador para radiografía interproximal BITE WINGS
 1 Pote para almacenamiento y 3 Dispositivo para mordida

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102009001	7898561540034	Adult I Adulto	01
0102009002	7898938244084	Kid I Infantil	01
0102009003	7898938244091	Universal	01

FILM HOLDER CONE AUTOCLAVABLE

POSICIONADOR DE FILME CONE AUTOCLAVABLE



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used to Position radiographic films, autoclavable;
- Clear photographic image;
- Saves time and radiographic films;
- Periapical diagnostic;
- Sterilization in Autoclave at 121°C.

Film Holder Package kit with Chemical or Autoclavable

1 Positioner for upper and lower incisors and canines
 1 Positioner right upper molar and lower left molar
 1 Positioner left upper molar and lower right molar
 1 Positioner for BITE WINGS interproximal radiographs
 1 Pot for storage
 3 Bite devices

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Posicionador de películas radiográficas, autoclavable;
- Imágenes fotográficas nítidas;
- Ahorro de tiempo y películas radiográficas;
- Diagnóstico periapical;
- Esterilización en Autoclave a 121°C.

Posicionador de Filme paquete kit con:

Química o Autoclavable

1 Posicionador para incisivos y caninos superiores e inferiores
 1 Posicionador para molar superior derecho e inferior izquierdo
 1 Posicionador para molar superior izquierdo e inferior derecho
 1 Posicionador para radiografía interproximal BITE WINGS
 1 Pote para almacenamiento
 3 Dispositivo para mordida (03 unidades).

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102009004	7898938244773	Adult I Adulto	01
0102009005	7898938244480	Kid I Infantil	01
0102009006	7898938244497	Universal	01

BITE WINGS FOR FILM HOLDER

POSICIONADOR PARA BITE WINGS



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Used to position radiographic films.
- Allows the execution of interproximal radiography;
- Sterilization in Autoclave at 121°C;
- **Package with:** 1 unit.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Usado para posicionar películas radiográficas.
- Permite la realización de radiografías interproximales;
- Esterilización en Autoclave a 121°C;
- **Paquete con:** 1 unidad.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102009007	7898561540850	Bite wings	-
0104012001	7898561541444	Bite device Dispositivo Mordida	-

X-RAYS FILM POCKETS

CARTÓN PARA RAYO-X



CHARACTERISTICS

- Available in the following versions: 6 or 14 Pockets;
- **Package 1 unit.**

CARACTERÍSTICA

- Disponible en las versiones: 6 y 14 Agujeros;
- **Paquete 1 unidad.**

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0104003001	7898938244114	6 Pockets I Agujeros	25
0104003002	7898938244121	14 Pockets I Agujeros	25

PRECISION APPLICATOR CE

**CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**

- Saves time and is practical;
- Avoids bubbles at the moment of applying;
- Without wasting of materials;
- Application gun autoclavable at 121°C;
- Has three models of replacement tip;
- Better result compared with spatulation;

Packaging Kit with:

- 1 applicator
10 tips N° 2 and 10 pluggers
10 tips N° 3 and 10 pluggers
10 tips N° 4 and 10 pluggers

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ahorro de tiempo y practicidad;
- Evita la formación de burbujas en la aplicación;
- Sin desperdicio de materiales;
- Pistola de aplicación autoclavable a 121°C;
- Posee tres modelos de punteras de repuesto;
- Mayor resultado comparado con la mezcla;

Paquete kit con:

- 1 aplicador
10 puntas N° 2 y 10 émbolos
10 puntas N° 3 y 10 émbolos
10 puntas N° 4 y 10 émbolos

**TIP I PUNTAS N°2:**

Fluids materials
Glass Ionomer,
Pin Cementing,
Molding Materials.

Materiales fluidos
Ionómeros de Vidrio
Cementación del Perno,
Materiales de Impresión.

TIP I PUNTAS N°3:

Materials of high viscosity
Acrylic Resin.

Materiales de alta viscosidad
Resina Acrílica.

TIP I PUNTAS N°4:

Heavy materials
Restorative Glass Ionomer.

Materiales pesados
Ionómero de Vidrio Restaurador.

CODE CODIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102020001	7898938244794	Precision kit	01
0102020003	7898561541116	Tip I Punta n° 2	01
0102020003	7898561541123	Tip I Punta n° 3	01
0102020003	7898561541130	Tip I Punta n° 4	01

ELASTOMER INJECTOR INYECTOR PARA ELASTÓMERO CE



- CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**
- Used to shape the dentin preparation to make crowns;
 - Avoids bubbles forming in the application;
 - Plastic nozzle is Autoclavable at 121°C.

Packaging kit with:

- 1 Injector syringe
- 1 Plastic tip
- 2 Auxiliary parts
- 1 Cylindrical brush

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Usado para molde de preparación dentinaria para la elaboración de coronas;
- Evita la formación de burbujas en la aplicación;
- Boquilla de plástico es Autoclavable en 121°C.

Paquete kit con:

- 1 Jeringa inyectora
- 1 Puntera plástica
- 2 Piezas auxiliares
- 1 Cepillo cilíndrico

MAXSEAL



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Light curing resinous sealant for use in pits and fissures of deciduous and permanent posterior teeth with complex anatomy;
- Indicated for cavities prevention, in patients with high cariogenic activity and in newly erupted teeth;
- Contains two sources of fluoride: Sodium fluoride and calcium fluoride
- Colors: White and Tinted;
- Package with:
1 syringe 2g;
- Kit package with:
5 syringes Max seal
1 syringe Acid gel 37%

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sellante resinoso fotopolimerizable para uso en fosas y fisuras de dientes posteriores deciduos y permanentes con anatomía compleja.
- Indicado para prevención de la carie, en pacientes con alta actividad cariogénica y en dientes recién erupcionados;
- Contiene dos fuentes de flúor: fluoruro de sodio y fluoruro de calcio
- Colores: Blanco opaco y matizado;
- Paquete con:
1 jeringa 2g;
- Paquete kit con:
5 jeringas Max seal
1 jeringa Ácido gel 37%

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0102018001	7898938244619	Elatomer inj. I Inyector Elas. -	

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101035001	7898561541772	Max seal - White I Blanco	01
0101035002	7898561541789	Max seal - Tinted I Matizado	01
0101035003	7898561542618	Max seal kit White I Blanco	01
0101035004	7898561542625	Max seal kit Tinted I Matizado	01

VISUCARIE VISUPLAC CE



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES VISUCARIE

- Indicated for decayed tissue;
- Excellent exposure of the carious tissue;
- Used when there is doubt if the dentin or enamel has caries or not;
- **Package with:** 1 bottle 10 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS VISUCARIE

- Indicado para la revelación de caries
- Óptima exposición del tejido cariado;
- Usado en caso de duda, si la dentina o esmalte está o no cariado;
- **Paquete con:** 1 frasco 10 mL.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES VISUPLAC

- Indicated to highlight the Bacterial plaque;
- Red Solution;
- **Package with:** 1 bottle 10 mL.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS VISUPLAC

- Indicado para la revelación de placas bacterianas;
- Solución de color rojo;
- **Paquete con:** 1 frasco 10 mL.

ELASTIC ZIP BAG ESTUCHE PARA ELASTICO



CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Allows greater organization in keeping the orthodontic elastics;
- **Package:** 50 units.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ofrece mayor organización para guardar los elásticos;
- **Paquete:** 50 unidades.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101023001	7898561540393	Visucarie	12
0101003001	7898938244350	Visuplac	12

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0104018001		50 units Unidades	-

FLUORIDE GEL FLUOR GEL

CE



- CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES**
- Fluoride gel for prevention of dental cavities and dental remineralization;
 - Two flavors: Acidulated Tutti-frutti | Neutral mint
 - **Bottle with:** 200 mL.

- CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**
- Flúor en gel para prevención de la carie dental y remineralización dental;
 - Dois sabores: Acidulado Tutt-frutti | Neutro menta
 - **Frasco con:** 200mL.

CODE CÓDIGO	BAR CODE COD. BARRAS	PRODUCT PRODUCTO	MIN SHIPPING MIN DESPACHO
0101012002	7898938244213	Acidulated Acidulado	20
0101012001	7898938244206	Neutral Neutro	20

maquira



maquira®

Dental Group



Hemospon®

maquira®

Best Material
4 You

www.bm4.com.br

Acompanhe-nos



0800 644 9160

Um sorriso
Inspira

www.maquira.com.br

Acompanhe-nos



0800 726 5848

Av. Melvim Jones, 773 | Pq. Ind. Bandeirantes
CEP: 87070-030 | Maringá - Paraná

Images from this catalog are simply for illustration, and can be changed during the period of validity; New packages will be made available to the market during the second half of 2019.

Las imágenes presentes en este catálogo son meramente ilustrativas y pueden sufrir modificaciones durante el período de vigencia. Los nuevos embalajes se pondrán a disposición del mercado en el correr del segundo semestre de 2019.